



... intenzivní péče



Hojení ran

Flamigel

Flaminal Hydro

Flaminal Forte

Flamigel

- koloidní hydroaktivní gelové krytí pro **suché a mírně secernující popáleniny, akutní a chronické rány**
- inteligentní tvůrce vlhkého prostředí - vlhká terapie
- aktivní a pasivní polymery zajišťují schopnost absorbovat i hydratovat
- vytváří kyselé prostředí (pH 4,5), které účinně kontroluje mikrobiální přítomnost v ráně
- podporuje granulaci a tvorbu nového epitelu



250 g
1 ks



50 g
1 ks

Flaminal Hydro

- alginátové gelové krytí s enzymatickým antibakteriálním systémem pro **rozsáhlé mírně až středně secernující rány**
- silnější hydratační kapacita
- zvýšená baktericidní schopnost



500 g
1 ks



50 g
1 ks

Flaminal Forte

- alginátové gelové krytí s enzymatickým antibakteriálním systémem **pro silně secernující rány**
- zvýšená baktericidní absorpční schopnost



500 g
1 ks



50 g
1 ks

Spáleniny od sluníčka**JAK POUŽÍT?**

- 01** opatrně rozetřete silnější vrstvu Flamigelu a nechte působit, nevtírejte do kůže
- 02** gel zajistí chladivý a uklidňující účinek
- 03** aplikujte dle potřeby 1-6x denně
- 04** při následné aplikaci není potřeba gel omývat, může být nanesen v několika vrstvách

... intenzivní péče

Rány, odřeniny, popáleniny**JAK POUŽÍT NA RÁNY, ODŘENINY A POOPERAČNÍ RÁNY?**

- 01 zastavte krvácení a ránu vyčistěte vodou
- 02 poté aplikujte silnější vrstvu Flamigelu
- 03 pokud je to nutné, překryjte mastným tylem a převažte obvazem nebo kryjte polyuretanovou folií na rány
- 04 zachovejte Flamigel na místě co nejdéle, dokud gel zůstává na ráně
- 05 při převazu opatrně odstraňte krytí (nejlépe ve sprše vodou) a následně postupujte stejně jako při první aplikaci

JAK POUŽÍT NA POPÁLENINY?

- 01 opatrně rozetřete silnější vrstvu Flamigelu a nechte působit, gel zajistí chladivý a uklidňující účinek
- 02 nevtírejte do kůže
- 03 aplikujte dle potřeby 1-2x týdně
- 04 v případě větší rány překryjte a převazujte 1x za 48 hodin, aby stačilo dojít ke vzniku epitelu

Postradiační rány**JAK POUŽÍT?**

- 01 postižené místo opláchněte vodou a osušte
- 02 opatrně rozetřete slabší vrstvu Flamigelu a nechte působit, gel zajistí chladivý a uklidňující účinek
- 03 nevtírejte do kůže

JAK ČASTO APLIKOVAT?

- 01 preventivní ošetření: 3x denně
- 02 pokud je kůže mírně začervenala: 5x denně
- 03 pokud je pokožka silně začervenala: každé 3 hodiny
- 04 pokud se na kůži objevují šupinky: každou hodinu