


chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie

prázisa plus | jednorázový skalpel



chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



čepelky

STERILE EO

„Präzisa“ plus

„Präzisa“ economic

	jedn. skalpely	čepelky	jedn. skalpely	čepelky
 10	11.000.00.510	11.000.00.610	11.000.00.710	11.000.00.810
 11	11.000.00.511	11.000.00.611	11.000.00.711	11.000.00.811
 12	11.000.00.512	11.000.00.612	11.000.00.712	11.000.00.812
 15	11.000.00.515	11.000.00.615	11.000.00.715	11.000.00.815
 18	11.000.00.518	11.000.00.618	11.000.00.718	11.000.00.818
 19	11.000.00.519	11.000.00.619	11.000.00.719	11.000.00.819
 20	11.000.00.520	11.000.00.620	11.000.00.720	11.000.00.820
 21	11.000.00.521	11.000.00.621	11.000.00.721	11.000.00.821
 22	11.000.00.522	11.000.00.622	11.000.00.722	11.000.00.822
 23	11.000.00.523	11.000.00.623	11.000.00.723	11.000.00.823
 24	11.000.00.524	11.000.00.624	11.000.00.724	11.000.00.824
	čepelky: 100/10000 ks skalpely: 10/250 ks			

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Scalpelová rukojeť

- kvalitní materiál - nikel

krátká

č. 3

11.000.00.330

- pro čepelky č. 10, 11, 12, 15, 18, 19

č. 4

11.000.00.340

1 ks

- pro čepelky č. 20, 21, 22, 23, 24



dlouhá

č. 4L

11.000.00.341

1 ks



Clicksmart FLASK

1140 – Oddělovač skalpelových čepelků

1 ks

1150 – Montážní sada pro uchycení

1 bal

- bezpečně a rychle odděluje skalpelové čepelky od rukojeti
- uzavřený systém skladování použitých čepelků
- nehrozí poranění při manipulaci
- počítadlo zobrazující volnou kapacitu integrovaného kontejneru
- použitelný pro běžné rukojeti k opakovanému použití
- v souladu s evropskými hygienickými předpisy



Set na extrakci stehů

93.800.00.000

100 ks

- plastová pinzeta, 2 ks mulové komprese, nůž na stehy

STERILE | EO



Nůž na stehy

11.000.00.020 - dlouhý

11.000.00.010 - krátký

100/1000 ks

- nerezová ocel

STERILE | R

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Holicí strojky

- excelentní ostrost
- zvýšení hygieny pro pacienty i personál
- rukojeť s polystyrolu
- žiletka krytá teflonem
- modrý

jednostranné

10.000.00.012

100/1000 ks



jednostranné

10.000.00.011

200 ks

STERILE R



oboustranné

10.000.00.013

100/1000 ks



jednostranné obličejové

10.000.00.014

100/1000 ks

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Jednorázová pinzeta, 14 cm dlouhá

56.000.18.014

100/800 ks

- transparentní
- polystyrol

STERILE EO



Skin Marker

- k popisu operačního pole, s cm měřítkem

50/100 ks

66.665.01.400 - tenký hrot

66.665.01.402 - ultra tenký hrot

66.665.01.404 - široký hrot

STERILE EO


Embolektomické, biliární a okluzní katétry

STERILE EO

- celosilikonové katétry s extrémně hladkým povrchem, který usnadňuje manipulaci s katétre v arteriích
- atraumatické zakončení katétrů snižuje riziko poškození intimy cév
- silikonový balónek je integrální součástí katétrů a tím je zajištěno (na rozdíl od polyuretanových či PVC katétrů s latexovým balónkem) stejnoměrné rozvíjení balónku a zachování celistvosti při přeplnění a ruptuře (nedojde k uvolnění částic do krevního oběhu)
- jemný spirálovitý drátěný mandrén s tvarovou pamětí zabudovaný ve stěně katétru zabezpečuje lepší manipulaci s katétre, zviditelňuje katétr pod RTG štítem bez nutnosti aplikace RTG kontrastní látky, eliminuje nutnost použití vnitřního mandrénu, čímž zjednodušuje manipulaci při výkonu
- silikon oproti polyuretanu či PVC nepodléhá změnám vlivem světla
- silikon je stálý při tělesné teplotě v prostředí krevního řečiště (polyuretan i PVC se stávají měkčími a znesnadňují tak manipulaci)
- luer-lock koncovka s přiloženou lehkochodnou injekční stříkačkou pro velmi malé objemy
- doporučená náplň balónku - inertní biokompatibilní tekutina (např. isotonický roztok NaCl) nedoporučuje se plnění vzduchem či jiným plynem
- před použitím je vhodné smočení katétru ve sterilním roztoku NaCl pro zajištění lepšího průniku do artérie



chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Embolektomický katétr - jedno lumen

- mírně tvrzená špička pro lepší průnik embolem
- značení délky po 10 cm od distálního konce
- nedoporučuje se k použití ve venózním systému

EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY - JEDNOLUMENNÉ

balení 6 ks

STERILE | EO

katalogové číslo	Ø/F	délka/cm	Ø balónku v mm	max. objem balónku v ml	barva	kód VZP
55.000.02.040	2	40	4	0,05	fialová	92 322
55.000.02.060	2	60	4	0,05	fialová	92 323
55.000.03.040	3	40	5	0,10	zelená	92 324
55.000.03.080	3	80	5	0,10	zelená	92 325
55.000.04.040	4	40	9	0,50	červená	92 326
55.000.04.080	4	80	9	0,50	červená	92 327
55.000.04.100	4	100	9	0,50	červená	92 328
55.000.05.040	5	40	11	0,75	bílá	92 329
55.000.05.080	5	80	11	0,75	bílá	92 330
55.000.06.040	6	40	13	1,25	modrá	92 331
55.000.06.080	6	80	13	1,25	modrá	92 332
55.000.07.080	7	80	14	2,00	žlutá	92 333


EKONOMICKÁ VERZE LC

55.000.xx.xxx, avšak bez stříkačky,
zakončení luer-lock, délka 80 cm, balení 15 ks, výhodná cena

STERILE | EO

katalogové číslo	Ø/F	délka/cm	Ø balónku v mm	max. objem balónku v ml	barva	kód VZP
55.400.03.080	3	80	5	0,10	zelená	92 357
55.400.04.080	4	80	9	0,50	červená	92 358
55.400.05.080	5	80	11	0,75	bílá	92 359
55.400.06.080	6	80	13	1,25	modrá	92 360
55.400.07.080	7	80	14	2,00	žlutá	92 361

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Embolektomický katétr - dvojitě lumen

- mírně tvrzená špička pro lepší průnik embolem
- značení délky po 10 cm od distálního konce
- uzavírací kohoutek na konci katétru
- přídatné lumen umožňuje aplikaci roztoku heparinu, aplikaci lubrikantu ke snadnější extrakci katétru a embolu, aplikaci RTG kontrastní látky k dokonalé vizualizaci katétru a aplikaci isotonického roztoku k irigaci okludovaných cév

EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY - DVOJLUMENNÉ

délka 80 cm, balení 6 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/F	Ø balónku v mm	max. objem balónku v ml	otvor	barva	kód VZP
55.100.04.080	4	9	0,50	centrální	červená	92 334
55.100.05.080	5	11	0,75	centrální	bílá	92 335
55.100.05.580	5	11	0,75	boční	bílá	92 336



Biliární katétr

- značení délky po 5 cm od distálního konce
- uzavírací kohoutek na konci katétru
- k sondáži žluč. cest a kalibraci Oddiho svěrače (nahrazuje rigidní nástroje)
- k extrakci konkrementů ze žlučových cest

BILIÁRNÍ KATÉTRY

balení 6 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/F	délka/cm	Ø balónku v mm	max. objem. balónku v ml	barva	kód VZP
55.200.03.023	3	23	5	0,10	zelená	92 338
55.200.03.040	3	40	5	0,10	zelená	92 339
55.200.04.023	4	23	9	0,50	červená	92 340
55.200.04.040	4	40	9	0,50	červená	92 341
55.200.05.023	5	23	11	0,75	bílá	92 342
55.200.05.040	5	40	11	0,75	bílá	92 343
55.200.06.023	6	23	13	1,25	modrá	92 344
55.200.06.040	6	40	13	1,25	modrá	92 345
55.200.07.023	7	23	14	2	žlutá	92 346
55.200.07.040	7	40	14	2	žlutá	92 347

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Okluzní katétr


- značení délky po 10 cm od distálního konce
- uzavírací kohoutek na konci katétru
- symetrický a přizpůsobivý silikonový balónek umožňuje dokonalý atraumatický uzávěr cévy namísto cévních svorek v kombinaci s embolektomickými katétry

OKLUZNÍ KATÉTRY

balení 6 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/F	délka /cm	Ø balónku v mm	max. objem. balónku v ml	barva	kód VZP
55.300.03.023	3	23	5	0,10	zelená	92 348
55.300.03.040	3	40	5	0,10	zelená	92 349
55.300.04.023	4	23	9	0,50	červená	92 350
55.300.04.040	4	40	9	0,50	červená	92 351
55.300.05.040	5	40	11	0,75	bílá	92 352
55.300.06.023	6	23	13	1,25	modrá	92 353
55.300.06.040	6	40	13	1,25	modrá	92 354
55.300.07.023	7	23	14	2	žlutá	92 355
55.300.07.040	7	40	14	2	žlutá	92 356



Sací nástavec


STERILE EO

ILEUS

07.049.10.420

50/150 ks

- anatomicky zahnutý sací nástavec s rukojetí




ILEUS

07.049.10.430

60/180 ks

- rovný sací nástavec s rukojetí



ORTHOPEDIC


07.049.10.310

60/180 ks

- zahnutý nástavec, 10 mm, bez rukojetí

STERILE EO

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Sací nástavec

ORTHOPEDIC

07.049.08.320


60/180 ks

- zahnutý nástavec, 8 mm, s rukojetí

07.049.06.320

60/180 ks

- zahnutý nástavec, 6 mm, s rukojetí




STANDARD

07.049.10.450

60/180 ks

- zahnutý, 10 mm, bez rukojeti


STERILE EO



07.049.08.211

60/180 ks

- zahnutý, 8 mm, s rukojetí



07.049.06.211

60/180 ks

- zahnutý, 6 mm, s rukojetí

07.049.06.214

60/180 ks

- zahnutý, zúžený konec 6/4 mm


YANKAUER

07.049.10.210

60/180 ks

- zahnutý, 10 mm, bez rukojeti, dva boční otvory


STERILE EO



07.049.08.210

60/180 ks

- zahnutý, 8 mm, s rukojetí, dva boční otvory



07.049.06.210


60/180 ks

- zahnutý, 6 mm, s rukojetí, dva boční otvory

07.049.06.213

60/180 ks

- zahnutý, zúžený konec 6/4 mm, s rukojetí, dva boční otvory



Sací nástavec

STERILE EO

YANKAUER s přerušovačem sání

07.049.08.209

60/180 ks

- zahnutý, 8 mm, s rukojetí, dva boční otvory, přerušovač sání

07.049.06.209

60/180 ks

- zahnutý, 6 mm, s rukojetí, dva boční otvory, přerušovač sání

07.049.06.212

60/180 ks

- zahnutý, zúžený konec 6/4 mm, s rukojetí, dva boční otvory, přerušovač sání



FRAZIER pro neurochirurgii

STERILE EO

05.000.20.130 13 cm

05.000.20.160 16 cm

05.000.20.190 19 cm

25 ks

- Ch 6, kovová koncovka s rukojetí a kontrolou sání

05.000.30.130 13 cm

05.000.30.160 16 cm

05.000.30.190 19 cm

25 ks

- Ch 9, kovová koncovka s rukojetí a kontrolou sání


05.000.40.130 13 cm

05.000.40.160 16 cm

05.000.40.190 19 cm

25 ks

- Ch 12, kovová koncovka s rukojetí a kontrolou sání




Spojovací hadice

Ch, 25 trychtýř – rovná spojka

STERILE EO


2,5 m 07.068.25.360 balení 50 ks
3,5 m 07.068.25.375 balení 50 ks



trychtýř – volný konec

STERILE EO


2 m 07.068.25.220 balení 50 ks
3 m 07.068.25.320 balení 30 ks
4 m 07.068.25.420 balení 30 ks



trychtýř – trychtýř

STERILE EO

2 m 07.068.25.200 balení 50 ks
2,5 m 07.068.25.250 balení 50 ks
3 m 07.068.25.300 balení 30 ks
3,5 m 07.068.25.350 balení 30 ks



trychtýř – fingertip

STERILE EO

2 m 07.068.25.210 balení 50 ks
2,5 m 07.068.25.260 balení 50 ks
3 m 07.068.25.310 balení 30 ks



trychtýř – volný konec Ch 30

STERILE EO


2,5 m 07.068.30.270 balení 50 ks
3 m 07.068.30.320 balení 30 ks
3,5 m 07.068.30.355 balení 30 ks
5 m 07.068.30.520 balení 30 ks



trychtýř – trychtýř

STERILE EO

2 m 07.068.30.200 balení 50 ks
3 m 07.068.30.300 balení 30 ks
3,5 m 07.068.30.350 balení 30 ks
4 m 07.068.30.400 balení 30 ks




trychtýř – fingertip

STERILE EO

2 m 07.068.30.210 balení 50 ks

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Spojovací hadice

fingertip – volný konec

2 m 07.068.30.217 balení 50 ks

STERILE EO



Sací set


DELTAFLU pro kostní chirurgii a ortopedii

3650

30 ks

- 7 mm s filtrem
- hadice 2,5 m, koncovka s trychtýřem

STERILE EO




ILEUS, Ch 30

07.049.10.400

30ks

- zahnutý, s rukojetí, hadice 2 m

STERILE EO



07.049.10.402


30ks

- rovný, s rukojetí, hadice 2 m

07.049.10.444

30 ks

- rovný, s rukojetí, hadice 4 m



ORTHOPEDIC, Ch 30


07.049.10.610

30 ks

- bez rukojetí, 10 mm, hadice 2 m

STERILE EO

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Sací set

ORTHOPEDIC, Ch 30

STERILE EO

07.049.08.620

30 ks

- s rukojetí, 8 mm, hadice 2 m

07.049.08.623


30 ks

- s rukojetí, 8 mm, hadice 3,5 m

07.049.08.661

30 ks

- s rukojetí, 8 mm, hadice 4 m



ORTHOPEDIC, Ch 25

STERILE EO

07.049.06.620


50 ks

- s rukojetí, 6 mm, hadice 2 m

07.049.06.623

30 ks

- s rukojetí, 6 mm, hadice 3,5 m




STANDARD-VAGINAL, Ch 30

STERILE EO

07.049.10.700

30ks

- bez rukojeti, 10 mm, hadice 2 m



STANDARD, Ch 25

STERILE EO


07.049.06.524

50 ks

07.049.06.527

30 ks

- s rukojetí, 6 mm, hadice 3,5 m



YANKAUER, Ch 30

STERILE EO

07.049.10.510


30 ks

- zahnutý, 10 mm, dva boční otvory, hadice 2 m

07.049.10.509

30 ks

- zahnutý, 10 mm, dva boční otvory, hadice 3 m, přerušovač sání



Sací set

YANKAUER, Ch 30

07.049.08.520


30 ks

- zahnutý, 8 mm, dva boční otvory, hadice 2 m, s rukojetí

07.049.08.528

30 ks

- zahnutý, 8 mm, dva boční otvory, hadice 3,5 m, s rukojetí



YANKAUER, Ch 25

07.049.06.520

50 ks


- zahnutý, 6 mm, dva boční otvory, hadice 2 m, s rukojetí

STERILE EO

07.049.06.528

30 ks

- zahnutý, 6 mm, dva boční otvory, hadice 3,5 m, s rukojetí



07.049.06.523


50 ks

- zahnutý, zúžený konec 6/4 mm, dva boční otvory, hadice 2 m, s rukojetí

07.049.06.553

30 ks

- zahnutý, zúžený konec 6/4 mm, dva boční otvory, hadice 3,5 m, s rukojetí



REKTOSKOPIE

07.049.06.560

50 ks

- bez rukojeti, 6 mm, hadice 2 m

STERILE EO

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Hrudní drény

- kónické ukončení katétru minimalizuje bolestivost při zavádění
- od proximálního bočního otvoru začíná délková stupnice v cm pro přesné zavedení

HRUDNÍ DRÉN BEZ TROKARU

balení 10 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/Ch	vnější Ø/mm	délka/cm	tvar
02.000.10.016	16	5,3	45	pravouhý
02.000.10.024	24	8,0	45	pravouhý
02.000.10.028	28	9,3	45	pravouhý
02.000.10.032	32	10,6	45	pravouhý
02.000.10.036	36	12,0	45	pravouhý
02.000.10.040	40	13,3	45	pravouhý
02.000.20.016	16	5,3	55	přímý
02.000.20.020	20	6,6	55	přímý
02.000.20.024	24	8,0	55	přímý
02.000.20.028	28	9,3	55	přímý
02.000.20.032	32	10,6	55	přímý
02.000.20.036	36	12,0	55	přímý
02.000.20.040	40	13,3	55	přímý



Hrudní drény s trokarem

- kónické ukončení katétru zajišťuje jemnou a atraumatickou penetraci hrudní stěny
- od proximálního bočního otvoru začíná délková stupnice v cm pro přesné zavedení

HRUDNÍ DRÉN S TROKAREM

balení 10 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/Ch	vnější Ø/mm	délka/cm
02.000.30.010	10	3,3	20
02.000.30.012	12	4,0	20
02.000.30.016	16	5,3	20
02.000.30.020	20	6,6	40
02.000.30.024	24	8,0	40
02.000.30.028	28	9,3	40
02.000.30.032	32	10,6	40

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg

System hrudní drenáže

Spolehlivý – bezpečný – mnohostranný – šetrný

- uzávěr je možné otevřít bez otáčení láhve
- hranatý tvar láhve zajišťuje její stabilitu a jednoduché uložení
- díky výšce láhve se zvyšuje síla sání na 23,5 cm vodního sloupce
- punkční membrána pro odběr sekretu
- měkká hadice vedoucí od pacienta umožňuje vytlačit ucpávku/trombus a je vyztužena proti zalomení
- systém vyhovuje každému individuálnímu požadavku



Jednolahvový systém

- kombinace vodního ventilu a jímání sekretu v jedné lahvi

Katalogové číslo	Výrobek
04.000.00.250	Lahev pro hrudní drenáž, 250 ml
04.000.01.000	Lahev pro hrudní drenáž, 1 300 ml
04.000.03.000	Lahev pro hrudní drenáž, 3 000 ml
04.100.01.150	Hadice pro jednolahvový systém bez vodního zámku s Heimlich ventilem, 150 cm
04.100.11.150	Jednolahvový komplet bez vodního zámku s Heimlich ventilem, hadice 150 cm

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Dvoulahvový systém

- vodní ventil a jímání sekretu ve dvou lahvích
- jednoduchá manipulace

Katalogové číslo	Výrobek
04.200.02.150	Hadice pro dvoulahvový systém s vodním zámkem a jednocestným ventilem, 150 cm
04.200.10.152	Dvoulahvový komplet s vodním zámkem a jednocestným ventilem, hadice 150 cm
04.200.10.154	Dvoulahvový komplet s vodním zámkem a Heimlich ventilem, hadice 150 cm



Dvoulahvový systém Plus

- vodní ventil, jímání sekretu, regulátor podtlaku, indikátor nasávání vzduchu bez nebo s jednocestným ventilem (pojistka proti zpětnému toku), přetlakový ventil

Katalogové číslo	Výrobek
04.300.00.150	Hadice pro dvoulahvový systém PLUS s jednocestným ventilem, 150 cm
04.300.10.150	Dvoulahvový komplet PLUS s jednocestným ventilem a vodním zámkem, hadice 150 cm
04.300.11.150	Dvoulahvový komplet PLUS s vodním zámkem a Heimlich ventilem, hadice 150 cm

Katalogové číslo	Výrobek
04.400.18.109	Externí regulace sání pro vakuum
04.400.18.107	Externí regulace sání pro přetlak
04.400.10.002	Uzávěr lahve, nesterilní
04.400.10.003	Heimlich ventil
04.400.02.015	GelVac - prostředek pro gelování
04.400.10.000	Držák na 1 lahev, bílý
04.400.10.001	Držák na 1 lahev, nerezový
04.400.20.000	Držák na 2 lahve, bílý
04.400.20.001	Držák na 2 lahve, nerezový
04.400.18.110	Thorafloř mobil - transportní nízkovakuová akupumpa

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Silikonové hadice - metráž

- nedráždivý silikon
- 1 role = 25 m
- nesterilní, možno sterilizovat při teplotě 134° C

SILIKONOVÉ HADICE

katalogové číslo	vnitřní Ø x vnější Ø/mm
34.000.00.100	1x3
34.000.00.101	1,5x3
34.000.00.102	2x4
34.000.00.103	3x5
34.000.00.104	4x6
34.000.00.105	4x7
34.000.00.106	5x7
34.000.00.107	5x8
34.000.00.108	5x9
34.000.00.109	6x9
34.000.00.110	6x12
34.000.00.111	7x10
34.000.00.112	8x12
34.000.00.113	10x14



Odsávací hadice Typ BUBLE

40.002.10.300 - Ch 15 - 21

40.001.50.300 - Ch 9 - 15

1 role, 30 m

- průměr hadice se plynule mění během 1 m délky, možno volit libovolný průměr

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Redonovy drény

- PVC i PUR určené pro lékařské účely
- perforace do kříže, délka 50 cm
- RTG kontrastní proužek

REDONOVY DRÉNY - PVC

STERILE EO

perforovaná část 15 cm,
balení 100 ks

katalogové číslo	Ø/Ch
05.000.22.504	6
05.000.22.505	8
05.000.22.506	10
05.000.22.507	12
05.000.22.508	14
05.000.22.509	16
05.000.22.510	18

REDONOVY DRÉNY - PUR

STERILE EO

perforovaná část 13,5 cm, délka 50 cm,
balení 100 ks

katalogové číslo	Ø/Ch
07.095.06.250	6
07.095.08.250	8
07.095.10.250	10
07.095.12.250	12
07.095.14.250	14
07.095.16.250	16
07.095.18.250	18



Zaváděcí jehly pro Redonovy drény

- nerezová ocel
- délka 20 cm
- se závitem pro upevnění drénu

balení 1 ks

katalogové číslo	Ø/Ch tvar
09.282.08.000	8 zahnutá
09.282.10.000	10 zahnutá
09.282.12.000	12 zahnutá
09.282.14.000	14 zahnutá
09.282.16.000	16 zahnutá
09.282.18.000	18 zahnutá
09.602.08.000	8 rovná
09.602.10.000	10 rovná
09.602.12.000	12 rovná
09.602.14.000	14 rovná
09.602.16.000	16 rovná
09.602.18.000	18 rovná

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Odsávací miniset

- nízkovakuový systém
- stlačitelná plochá harmoniková nádobka 20 ml nebo 50 ml
- podtlak 105 mbar
- průhledný materiál nádobky, snadné odečtení odsátého objemu
- šroubovací konektor k upevnění drénu Ch 6-8
- 50 cm drén s nasazenou jehlou
- křížová perforace 15 cm
- apyrogenní

balení 20 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/Ch	objem/ml	bal./ks
05.000.22.536	6	20	20
05.000.22.538	8	20	20
05.000.22.553	6	50	10
05.000.22.554	8	50	10



Odsávací sety

- nízkovakuový systém
- stlačitelná harmoniková nádobka 250 ml nebo 500 ml
- podtlak 120 mbar
- průhledný materiál nádobky, snadné odečtení odsátého objemu
- spojovací hadice láhev - drén 110 cm s klemou
- šroubovací konektor na konci spojovací hadice pro drény Ch 6-18
- antirefluxní ventil zabraňující zpětnému toku
- pojistný ventil ke znovuvytvoření podtlaku
- závěsná fixační smyčka
- apyrogenní

balení 35 ks

STERILE EO

katalogové číslo	set/láhev	Ø/Ch	objem/ml
05.000.22.640	odsávací set	6-18	250
05.000.22.501	výměnná láhev		250
05.000.22.641	odsávací set	6-18	500
05.000.22.503	výměnná láhev		500

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie




Hi - Vac drenážní systém - vysoké vakuum

- vysoké vakuum 0,9 bar
- jednorázové použití
- lehký, nerozbitný materiál
- indikátor vakua
- spojovací hadice s klemou
- závěsná fixační smyčka
- apyrogenní
- napojení spojovací hadice k láhvi LL

průměr 8-18 Ch

STERILE EO

katalogové číslo	set/láhev	napojení	objem/ml	balení/ks
05.000.22.805	odsávací set	Dahlhausen	600	35
05.000.22.804	výměnná láhev	Dahlhausen	600	35
05.000.22.708	odsávací set	luer-lock	600	25
05.000.22.709	výměnná láhev	luer-lock	600	25
05.000.22.803	odsávací set	Dahlhausen	400	50
05.000.22.802	výměnná láhev	Dahlhausen	400	50
05.000.22.558	odsávací set	luer-lock	400	50
05.000.22.559	výměnná láhev	luer-lock	400	50
05.000.22.801	odsávací set	Dahlhausen	200	60
05.000.22.800	výměnná láhev	Dahlhausen	200	60
05.000.22.618	odsávací set	luer-lock	200	60
05.000.22.617	výměnná láhev	luer-lock	200	60



Easy Flow Drain

- vysoce kvalitní biokompatibilní inertní materiál - Silastic (silikonelastomer)
- měkký, flexibilní
- transparentní, RTG kontrastní pruh
- asymetrické vnitřní rýhování zajišťuje díky kapilárnímu efektu dokonalou drenáž i při zalomení

délka 30 cm, balení 10 ks

STERILE EO

katalogové číslo	Ø/šířka/mm	Typ
97.816.92.135	6	N - trubicovitý
97.816.92.127	8	N - trubicovitý
97.816.92.151	10	N - trubicovitý
97.816.92.143	12	N - trubicovitý
97.816.92.224	40	F - plochý

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Spojovací hadice

STERILE EO

- transparentní

drén - láhev
volný konec/variabilní drénová spojka Ch 6-18

07.092.00.100

40 ks

drén - láhev,
volný konec/dvě variabilní drénové spojky
Ch 6-18 na Y rozdvojce

07.092.00.200

40 ks

drén - láhev,
volný konec/luer-lock uzávěr

07.092.00.400

40 ks

drén - láhev,
luer-lock zásuvka/luer-lock zástrčka

07.099.00.014

20 ks

Variabilní drénová spojka Ch 6-18

07.055.00.000

100 ks

- transparentní



Set na pleurální punkci

STERILE EO

uzavřený systém složený z punkční
jehly, stříkačky 50 ml, trojcestného kohoutku,
spojovací hadičky a sběrného sáčku 2000 ml
se zpětným ventilem

07.048.00.000

10 ks

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Cévní náhrada Omiflow II


- biosyntetický kompozitní materiál
- vynikající pro podkolení aplikace
- netrombogenní, dlouhodobě průchodná, pružná a rychle vhojitelná
- minimální krvácivost



OMNIFLOW II balení 1 ks

katalogové číslo	vnitřní Ø/mm	délka	kód VZP
751-565	5	65	58 293
751-560	5	60	58 294
751-555	5	55	58 295
751-550	5	50	58 296
751-545	5	45	58 297
751-540	5	40	58 298
751-665	6	65	58 293
751-660	6	60	58 294
751-655	6	55	58 295
751-650	6	50	58 296
751-645	6	45	58 297
751-640	6	40	58 298
751-865	8	65	58 293
751-860	8	60	58 294
751-855	8	55	58 295
751-850	8	50	58 296
751-845	8	45	58 297
751-840	8	40	58 298

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



DynaMesh Light

STERILE EO


26.100.10.611 6 x 11 cm
 26.100.11.015 10 x 15 cm
 26.100.11.515 15 x 15 cm
 26.100.13.030 30 x 30 cm
 1 ks

- kýlní síťka
- 100% PP monofilament
- váha 36 g/m²
- proporce pórovitosti 2D : 62 %
3D : 93 %
- velikost oček 1,6 mm x 2,6 mm
- tloušťka 0,6 mm
- max. zátěž 38 N/cm
- elasticita při síle 32 N/cm : 34 %
- max. síla stehu v tahu 30 N

nestandardní rozměry na vyžádání

Kódy VZP:

6 x 11 cm	99980
10 x 15 cm	99981
15 x 15 cm	99982
30 x 30 cm	99983



DynaMesh Standard

STERILE EO

26.100.20.611 6 x 11 cm
 26.100.21.015 10 x 15 cm
 26.100.21.515 15 x 15 cm
 26.100.23.030 30 x 30 cm
 1 ks


- kýlní síťka
- 100% PP monofilament
- váha 72 g/m²
- proporce pórovitosti 2D : 51 %
3D : 90 %
- velikost oček 1,4 mm x 1,8 mm
- tloušťka 0,7 mm
- max. zátěž 59 N/cm
- elasticita při síle 32 N/cm : 25 %
- max. síla stehu v tahu 43 N

nestandardní rozměry na vyžádání

Kódy VZP:

6 x 11 cm	99984
10 x 15 cm	99985
15 x 15 cm	99986
30 x 30 cm	99987

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



DynaMesh IPOM

STERILE EO

26.100.71.515 15 x 15 cm
 26.100.72.030 20 x 30 cm
 26.100.73.030 30 x 30 cm
 1 ks

- kýlní síťka
- implantát pro intraperitoneální onlay mesh techniku
- pro klasické operace nebo laparoskopické postupy
- 100% syntetický kompozit složený z více-ránní PVDF (polyvinylidenfluorid) vrstvy a parietální PP (polypropylen) vrstvy
- excelentní biokompatibilita a vhojitelnost, výborné dynamometrické vlastnosti
- váha 108 g/m²
- proporce pórovitosti 2D : 51 %, 3D : 91 %
- velikost oček 80% ≥1,0 mm
- tloušťka 0,7 mm
- max.zátěž 62 N/cm
- elasticita při síle 32 N/cm : 28 %
- max.síla stehu v tahu 36 N

nestandardní rozměry na vyžádání

Kódy VZP:

15x 15 cm	99988
20x 30 cm	99989
30x 30 cm	99990



DynaMesh IPST

STERILE EO

26.100.70.215 15 x 15 cm
 26.100.70.225 25 x 25 cm
 1 ks

- trojrozměrná předtvarovaná a bezešvá síťka pro parastomické hernie
- dvouvrstvý materiál (PVDF+PP) pro intraperitoneální umístění
- optimální velikost pórů monofilamentní síťky
- výborná manipulace při otevřených i laparoskopických výkonech



Aplikátor

STERILE EO

„Drop By Drop“

G2 DCD
 1 ks

- pro aplikaci chirurgického lepidla Glubran 2
- umožňuje dávkování lepidla po kapkách bez ohledu na tlak vyvinutý na píst stříkačky



pro laparoskopii

STERILE EO

G2 LPC
 1 ks

- pro laparoskopickou aplikaci chirurgického lepidla Glubran 2

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Glubran 2

STERILE | A

G-NB-2

1/6 ks

- chirurgické tkáňové lepidlo na bázi polymerů pro tradiční chirurgické a laparoskopické postupy, vhodné pro kardiochirurgii, cévní chirurgii, hrudní chirurgii, neurochirurgii, všeobecnou dětskou chirurgii, ORL, gynekologii a urologii
- připraveno k okamžitému použití
- peel-off balení
- výborné hemostatické vlastnosti
- rychle tuhne (1-2 vteřiny) a polymeruje (60-90 vteřin) i ve vlhkém prostředí
- zajišťuje solidní pevnost tkáně a efektivní antiseptickou bariéru
- vysoký koeficient elasticity, úplná nepropustnost
- redukuje nutnost šití, příp. použití stapleru
- rychlé pooperační hojení
- baleno v ampulích o objemu 1 ml, zachovaná sterilita i na vnějším povrchu
- aplikace příslušnými aplikátory (str. Ch 25), jedna kapka vystačí na 1 cm², nízká viskozita
- do 6 vteřin odstranitelné absorpčním mulem, po polymeraci se může aplikovat druhá vrstva
- skladování v chladícím boxu při teplotě maximálně do 4°C

Glubran Tiss

STERILE | A

G-NBOC

1/10 ks

- sterilní kyanoakrylátové kožní lepidlo pro lokální použití
- připraveno k okamžitému použití
- v kontaktu s tkání rychle polymeruje (začátek pol. 1-2s, konec pol. 60-90s)
- vytváří tenkou elastickou vodě odolnou vrstvu pevně ulpívající k pokožce s velkou pevností v tahu
- začíná lepit ihned po aplikaci
- tvoří antiseptickou bariéru
- lepidlo se aplikuje pouze na předem očištěný a osušený vnější povrch rány
- použijte pouze malé množství lepidla
- nadměrné množství lepidla je možné během 5-6 sekund odstranit suchým tampónem
- pokud lepidlo již polymerovalo, dojde k jeho přirozenému odloučení po 3-5 dnech
- určeno k jednorázovému použití
- skladování v chladícím boxu při teplotě maximálně do 4°C
- použitelné na suché rány bez úbytku tkáně do velikosti 5cm
- vhodné hlavně pro děti

elektrochirurgie



Surgi Pen

třípinový

18.000.02.666

1 ks

- jednorázový elektrochirurgický kauter s třípinovou zástrčkou typu US pro Valleylab generátory

STERILE EO



jednopinový 5 mm

18.000.02.665

1 ks

- jednorázový elektrochirurgický kauter s jednopinovou 5mm zástrčkou pro Erbe generátory

STERILE EO



jednopinový 4 mm

18.000.02.664

1 ks

- jednorázový elektrochirurgický kauter s jednopinovou 4mm zástrčkou pro Erbe generátory

STERILE EO



Tip - Cleaner

66.665.03.200

50/300 ks

- poduška k čištění kauterové elektrody
- samolepící

STERILE EO

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Neutrální elektroda

jednodílná

19.000.02.401

50/200 ks

- jednodílná uzemňovací elektroda pro dospělé




dvoudílná

19.000.02.402

50/200 ks

- dvoudílná uzemňovací elektroda pro dospělé, připojení na REM generátory



dvoudílná čtvercová

19.000.02.602

50/200 ks

- dvoudílná čtvercová uzemňovací elektroda pro dospělé, připojení na REM generátory



jednodílná dětská

19.000.02.403

50/200 ks

- jednodílná uzemňovací elektroda dětská

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Neutrální elektroda

dvoudílná dětská

19.000.02.404

50/200 ks

- dvoudílná uzemňovací elektroda dětská, připojení na REM generátory



Spojovací kabel

pro generátor Erbe

18.000.03.405

1 ks

- 6,3 mm jack, délka kabelu 3 m



pro generátor Valleylab s REM

18.000.03.508

1 ks

- délka 5 m



pro generátor Valleylab NON REM

18.000.03.407

1 ks

- délka 5 m

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Fingerswitch Pen

STERILE EO

- 516
1/10 ks
- jednorázový
 - kabel 3m
 - standardní US 3 pinový konektor
 - elektrody 2,35 mm



Surgipen

- 508/512
1/10 ks
- k opakovanému použití
 - 100 sterilizačních cyklů v autoklávu
 - silikonový kabel 3, 4, 5 nebo 6m
 - standardní US 3 pinový nebo ACC konektor
 - elektrody 2,35mm nebo 4mm



Footswitch Pen

STERILE EO

- 517
1/10 ks
- k jednorázovému použití
 - ovládání nožním pedálem
 - kabel 3m
 - jednopinová zástrčka 4mm, možný adaptér



Footswitch Pen

- 619
1/10 ks
- k opakovanému použití
 - 100 sterilizačních cyklů v autoklávu
 - ovládání nožním pedálem
 - silikonový kabel 3m
 - jednopinová zástrčka 4mm, možný adaptér pro 8mm – k.č.572, viz tab.
 - elektrody 2,35mm

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg

TABULKA ELEKTROKAUTERŮ PRO OBJEDNÁNÍ

kat.číslo	produkt
508-L-3	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70mm stand. elektr. kabel 3m, US 3pin konekt.
508-L-5	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70mm stand. elektr. kabel 5m, US 3pin konekt.
508-L-3 ACC	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70mm stand. elektr. kabel 3m, ACC konekt. pro Erbe
508-L-5 ACC	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70mm stand. elektr. kabel 5m, ACC konekt. pro Erbe
512-L-3	Surgipen, 100x sterilizovatelný, pro hexagonal. 4mm elektr. kabel 3m, US 3pin konekt.
512-L-5	Surgipen, 100x sterilizovatelný, pro hexagonal. 4mm elektr. kabel 5m, US 3pin konekt.
512-L-3 ACC	Surgipen, 100x sterilizovatelný, pro hexagonal. 4mm elektr. kabel 3m, ACC konekt. pro Erbe
512-L-5 ACC	Surgipen, 100x sterilizovatelný, pro hexagonal. 4mm elektr. kabel 5m, ACC konekt. pro Erbe
516	Fingerswitch Pen, jednorázový, vč. 2,35/70mm elektr., kabel 3m, US 3pin konektor
517	Footswitch Pen, jednorázový, vč. 2,35/70mm elektr., kabel 3m, 4mm zástrčka
571-ACC	Adaptér pro HF generátor Erbe
571-AE	Adaptér pro HF generátor Aesculap
571-B	Adaptér pro HF generátor Bovie
571-E	Adaptér pro HF generátor Erbe starší typ (Erbotom)
571-L	Adaptér pro HF generátor Lamidey
571-M	Adaptér pro HF generátor Martin
571-N	Adaptér pro HF generátor Neomed
571-S1	Adaptér pro HF generátor Siemens typ 1
571-S2	Adaptér pro HF generátor Siemens typ 2
572	Adaptér pro HF generátor – zástrčka 8mm pro 619 a 517
619	Footswitch Pen, 100x sterilizovatelný, pro 2,35mm elektr., kabel 3m, 4mm zástrčka



Pouzdro pro kautery

1/10 ks

519 R

- pro snadné a bezpečné odložení kauteru
- k opakovanému použití (10x)

519 S

- k jednorázovému použití

STERILE EO

Tipcleaner

580

30 ks

- spodní adhesivní vrstva, 45x50 mm, rtg kontrastní proužek

STERILE EO

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Set pro napojení na odsávačku kouře

STERILE EO

SET-0508

1/10 ks

- k jednorázovému použití
- délka hadice 3 m, s koncovkou 22 mm pro napojení na odsávačku kouře
- vhodný pro všechny typy jednorázových i resterilizovatelných elektrochirurgických kauterů

Endo-hook



1/10 ks

monopolární elektrody pro laparoskopii

- 4 různá zakončení
- aktivace pomocí tlačítek na rukojeti nebo nožního pedálu
- malá oblast kontaktu s tkání zaručuje přesné řezání a koagulaci

STERILE EO

katalogové číslo	výrobek
308	Nástroj pro nožní pedál se 4 mm konektorem na rukojeti
408	Nástroj pro nožní pedál, 3 m kabel se 4 mm konektorem
908	Nástroj ovládaní tlačítky na rukojeti, 3 m kabel a standardním US 3 pinovým konektorem.
Všechna katalogová čísla je možné objednat se 4 různými zakončeními, např.: 908-J: nástroj s tlačítky na rukojeti, elektroda „J“.	



chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie

ELEKTRODY PRO ELEKTROCHIRURGICKÉ KAUTERY

	katalogové číslo jednorázově sterilní	katalogové číslo resterilizovatelné nesterilní	výrobek mm	šířka mm	hloubka mm	délka ks	balení
1	554-S-5-120	554-R-5-120	kuličková elektroda, průměr 5 mm			120	10
2	T1010-S-120	T1010-R-120	T loop elektroda, dlouhá	10	10	120	10
3	T2015-S-120	T2015-R-120	T loop elektroda, dlouhá	20	15	120	10
4	T2020-S-120	T2020-R-120	T loop elektroda, dlouhá	20	20	120	10
5	C1608-S-120		konizační elektroda, dlouhá	16	8	120	10
6	C1315-S-120		konizační elektroda, dlouhá	13	15	120	10
7	C1618-S-120		konizační elektroda, dlouhá	16	18	120	10
8	C1320-S-120		konizační elektroda, dlouhá	13	20	120	10
9	C2020-S-120		konizační elektroda, dlouhá	20	20	120	10
10	C1608-S-60		konizační elektroda, krátká	16	8	60	10
11	552-S-125	552-S-125	čepelková elektroda, dlouhá			125	10
12	552-S-90	552-R-90	čepelková elektroda, střední			90	10
13	552-S-70	552-R-70	čepelková elektroda, krátká			70	10
14	552-S-125-C		čepelková elektroda teflonovaná, dlouhá			125	10
15	552-S-125-CI		čepelková elektroda, teflonovaná, izolovaná, dlouhá			125	10
16	552-S-70-C		čepelková elektroda teflonovaná, krátká			70	10
17	552-S-70-CI		čepelková elektroda, teflonovaná, izolovaná, krátká			70	10
18	553-S-70	553-R-70	jehlová elektroda, krátká			70	10
19	A0102-S-195-LF		artroskopická elektroda, L háček, izolovaný plochý konec		195	10	
20	A0102-S-195-LR		artroskopická elektroda, L háček, izolovaný zakulacený konec		195	10	
21	A0102-S-130-LF		artroskopická elektroda, L háček, široký plochý konec			130	10
22		E550-R-120	nástavec pro 2,35 mm kauter dlouhý 12 cm			120	10
23		E550-R-200	nástavec pro 2,35 mm kauter dlouhý 20 cm			200	10


chirurgie chirurgie chirurgie chirurg

Všechny elektrody jsou vyobrazeny ve skutečné velikosti.

Kuličkové a Loop elektrody



Konizační elektrody



chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie

Konizační elektrody



10

Čepelkové a jehlové elektrody



11



13



14



15



16

Čepelkové a jehlové elektrody



17



18

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg

Artroskopická L elektroda

Příslušenství ke kauterům



chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie




White Shark - 3 in 1

STERILE EO

0114

1/10 ks

- patentovaný jednorázový nástroj pro monopolární elektrochirurgii, odsávání kouře a operační odsávání
- standardní US 3 pinový konektor, 3 m kabel
- 3 m odsávací hadice s koncovkou 6 - 8 mm (trychtýř) ke připojení na lahev a vakuum





Sběrná nádoba 2,3 litru pro odsávání

SEC 0230

1/10 ks

- autoklávovatelná



Grey Shark 2 in 1

STERILE EO

SET 0116

1/10 ks

- patentovaný jednorázový nástroj pro monopolární elektrochirurgii a odsávání kouře
- 70 mm čepelková elektroda
- standartní US 3 pinový konektor, 3 m kabel
- 3 m odsávací hadice s koncovkou o průměru 22 mm ke připojení na SEU

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie

Sací nástavec

pro 120 mm elektrody

SEG-0120

10 ks

- rtg kontrastní

STERILE EO

pro 200 mm elektrody

SEG-0200

10 ks

- rtg kontrastní

STERILE EO



Odsávačka kouřových zplodin z operačního pole - Trolley

SEU-0100

- sací výkon 100-150 l/min z kauteru, 210 l/min k filtru
- až 5 hodin použití
- příkon 370 W, vakuum 150 mbar
- hlučnost 43 dBa
- mobilní, váha 60 kg



Odsávačka kouřových zplodin z operačního pole - Desktop

SEU-0200

- sací výkon 100-130 l/min z kauteru, 145 l/min k filtru
- až 5 hodin použití
- příkon 250 W, vakuum 150 mbar
- hlučnost 46 dBa
- váha 25 kg



ULPA Filtr (Ultra Low Penetration Air)

SEF-100

- až 5 hodin efektivního používání
- filtrační kapacita 99,9999% pro částice nad 0,1 mm
- pro použití v případě napojení odsávačky k centrálnímu vakuu
- průhledná čelní stěna pro snadné rozpoznání vyčerpané filtrační kapacity
- bílá barva

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



ULPA Karbon Filtr

SEF-200

- až 5 hodin efektivního používání
- filtrační kapacita 99,9999% pro částice nad 0,1 μm
- pro použití v případě, že zplodiny nejsou odváděny mimo operační sál
- odstraňuje zápach
- průhledná čelní stěna pro snadné rozpoznání vyčerpané filtrační kapacity
- černá barva

DALŠÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO POUŽITÍ ODSÁVAČEK KOUŘE

katalogové číslo	výrobek	balení ks
SEE-0805	hadice 7 m k napojení odsávačky k centrálnímu vakuu, k vícenásobnému použití	1
SET-0130	hadice k propojení sběrné lahve a odsávačky kouře	10
SEC-0025	nádobka 0,25 l s víčkem pro jímání tekutin z kouřového odtahu, chrání filtr před kontaminací tekutinou, vícenásobně použitelná	1
SEC-0140-R	sběrná vnější lahev 1,4 l k vícenásobnému použití	1
SEL-0140-S	sběrná vnitřní lahev 1,4 l s víčkem k jednorázovému použití spolu s SEC-0140-R	10
SEC-0200-R	sběrná lahev 2,0 litru, komplet s víčkem, k vícenásobnému použití	1
SEK-1001	roční servisní souprava pro trolley	1
SEK-1003	tříletá servisní souprava pro trolley	1
SEK-2001	roční servisní souprava pro desktop	1
SEK-2003	tříletá servisní souprava pro desktop	1

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Power Blade


STERILE | EO

1/5 ks

- laparoskopický bipolární nástroj pro uchopení, řez a koagulaci
- pro chirurgii, urologii a gynekologii
- 5 mm průměr, 420/330 mm délka
- 10 mm průměr, 320/160 mm délka
- vzdálenost konců čelistí po otevření – 8,5 mm
- jednorázový, sterilní
- bipolární zástrčka nebo 2x4 mm zástrčka (banánek)

katalogové číslo	výrobek
5005	Průměr 5 mm, délka 330 mm, rovné čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5005-E	Průměr 5 mm, délka 330 mm, rovné čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5005-160	Průměr 5 mm, délka 160 mm, rovné čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5005-E-160	Průměr 5 mm, délka 160 mm, rovné čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5005-420	Průměr 5 mm, délka 420 mm, rovné čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5005-E-420	Průměr 5 mm, délka 420 mm, rovné čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5010	Průměr 10 mm, délka 320 mm, rovné čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5010-E	Průměr 10 mm, délka 320 mm, rovné čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5010-160	Průměr 10 mm, délka 160 mm, rovné čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5010-E-160	Průměr 10 mm, délka 160 mm, rovné čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5005-C	Průměr 5 mm, délka 330 mm, zahnuté čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5005-E-C	Průměr 5 mm, délka 330 mm, zahnuté čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5005-C-160	Průměr 5 mm, délka 160 mm, zahnuté čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5005-C-420	Průměr 5 mm, délka 420 mm, zahnuté čelisti, zástrčka 2x4 mm, 3 m kabel
5005-E-C-420	Průměr 5 mm, délka 420 mm, zahnuté čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
5005-E-C-160	Průměr 5 mm, délka 160 mm, zahnuté čelisti, kabel 25 cm s bipolární zástrčkou
360131L	Bipolární kabel, opakovaně použitelný, délka 4,5 m, pro ERBE, Select, Storz
360139L	Bipolární kabel, opakovaně použitelný, délka 4,5 m, pro Martin, Berchtold, Aeskulap, Wolf
360150L	Bipolární kabel, opakovaně použitelný, délka 4,5 m, pro Valleylab

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



chirurgie chirurgie chirurgie chirurg



Endo Bag

STERILE EO

- jednorázový laparoskopický nástroj pro trokary 10,11 nebo 12 mm
- dvojitá neprodyšná stěna vaku zajišťuje bezpečné použití
- možno opakovaně otevírat i zavírat
- neobsahuje kovové prvky-bezpečné při elektrochirurgii
- pro stejného pacienta možno použít opakovaně

EB-60

STERILE EO

10 ks

- objem 110 ml
- průměr vstupu 60 mm

EB-100

STERILE EO

10 ks

- objem 410 ml
- průměr vstupu 100 mm



Easy Bag

STERILE EO

EB-75 obsah 250 ml

EB-125 obsah 750 ml

20 ks

- ekonomická verze Endo Bagu
- bez možnosti uzavírání
- manipulace pomocí grasperu

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Lina Port 5 mm

- jednorázové 5 mm trokary
- bez nebo s přívodním ventilem plynu
- pyramidální nebo kónická špička
- silikonový těsnící ventil
- šroubovice na vnějším plášti kanyly pro pevné ukotvení
- dvě délky - 62 mm a 88 mm
- cenově výhodný Dual Pack
- sterilní

katalogové číslo	výrobek	balení, ks
1005-1	5mm kanyla a pyramidální trokar, krátký	1/5
1005-2	5mm kanyla a pyramidální trokar, krátký, Dual Pack	1/5
2005-1	5mm kanyla a pyramidální trokar, dlouhý	1/5
2005-2	5mm kanyla a pyramidální trokar, dlouhý, Dual Pack	1/5
1007-1	5mm kanyla a kónický trokar, krátký	1/5
1007-2	5mm kanyla a kónický trokar, krátký, Dual Pack	1/5
2007-1	5mm kanyla a kónický trokar, dlouhý	1/5
2007-2	5mm kanyla a kónický trokar, dlouhý	1/5
1008-1	5mm kanyla s uzavíracím portem a pyramidální trokar, krátký	1/5
1008-2	5mm kanyla s uzavíracím portem, kanyla bez portu a pyramidální trokar, krátký, DP	1/5
1009-1	5mm kanyla s portem a pyramidálním krátkým trokarem	1/5
1009-2	5mm kanyla s portem, kanyla bez portu a pyramidální krátký trokar, DP	1/5

Dual pack obsahuje jeden trokar, dvě kanyly a navlhčený ubrousek proti zamlžení optiky



Lina Port 10&12 mm

- ochranné krytí a zámek břitů
- redukce pro 5 mm nástroje
- jednocestný ventil pro udržení pneumoperitoneálního tlaku
- sterilní pro jednorázové použití

2010-1
1/5 ks
100 mm

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Lina Port 10&12 mm

STERILE EO

2010-2 Dual Pack

1/5 ks

- trokar a dvě kanyly, 10 mm/100 mm

2012-1

1/5 ks

STERILE EO

- trokar s kanylou, průměr 12 mm, délka 100 mm



3001

1/5 ks

STERILE EO

- ekonomický set s jedním 10 mm a 12 mm trokarem/kanylou plus trokar 5 mm a dvě kanyly 5 mm, ubrousek proti zamlžení

3002

1/5 ks

STERILE EO

- ekonomický set s jedním 10 mm trokarem/kanylou plus trokar 5 mm a dvě kanyly 5 mm, ubrousek proti zamlžení



Lap Guard

STERILE EO

LG-0100

1/10 ks

- obsahuje karbonový filtr
- eliminuje vzniklý kouř a zápach při elektrochirurgii
- zachycuje bakterie s účinností 99,9999% při velikosti do 0,02mm, tuto velikost již obličejová maska nezachytí
- vyšší bezpečnost přítomného personálu
- lepší viditelnost v operačním prostoru
- průtok do 12 litrů při 6 mm Hg

chirurgie chirurgie chirurgie chirurg




Max Flow


STERILE | EO

1/10 ks

- proplachovací a odsávací set s příslušenstvím
- pro jednorázové použití
- 10 nebo 5 mm průměr, 330 mm délka
- díky velkému průměru odsávací kanyly nedochází k jejímu ucpání krevními sraženinami a tkáněmi
- jednoduché ergonomické ovládání
- jednoduché a časově velmi úsporné nasazování kanyl/pálicích háčků
- nastavitelná síla sání (v případě práce u jemně strukturovaných tkání)



katalogové číslo	výrobek
SIV-100	proplachovací a odsávací ventil s dvěma trny a konektorem, hadice 3 m
SIV-105	proplachovací a odsávací set s kanylou 5 mm, ventilem, 2 trny, konektorem a hadicí 3 m
SIP-010	kanyla 10 mm
SIP-005-L-4	Endo-hook 5 mm, monopolární elektroda L, kabel 3 m, konektor 4 mm
SIP-005-L-8	Endo-hook 5 mm, monopolární elektroda L, kabel 3 m, konektor 8 mm
SIP-005-N-4	Endo-hook 5 mm, monopolární jehlová elektroda, kabel 3 m, konektor 4 mm
SIP-005-N-8	Endo-hook 5 mm, monopolární jehlová elektroda, kabel 3 m, konektor 4 mm
SIP-005-S-4	Endo-hook 5 mm, monopolární čepelková elektroda, kabel 3 m, konektor 4 mm
SIP-005-N-8	Endo-hook 5 mm, monopolární čepelková elektroda, kabel 3 m, konektor 4 mm



Lina-Loop

STERILE | R

EL-160

1/10 ks

- monopolární nástroj pro snadnou a rychlou subtotální hysterektomi a enukleaci
- velikost smyčky 165 mm x 65 mm
- pracovní konec smyčky 2x15 mm
- kabel 3 m s 4 mm konektorem

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie



Insuflační Verres jehly

STERILE | R

- pro všechny laparoskopické procedury
- Luer Lock
- indikátor penetrace břišní stěny
- bezpečnostní tupý hrot s bočními porty
- ergonomická rukojeť
- pro jednorázové použití

6650-120

25 ks

- délka 120 cm

6650-150

25 ks

- délka 150 cm



Elfred

STERILE | EO

- jednorázový přípravek proti zamlžení optiky laparoskopických nástrojů
- okamžitě k použití
- PVA pěna nasycená roztokem
- adhezivní vrstva na spodní straně pro uchycení

CS-20

1/30 ks

- standard

CS-20A

1/30 ks

- silnější roztok s 4% alkoholem