

# fixace fixace fixace fixace fixace



## Niko-Fix

STERILE R

49-NF-92

100/1000 ks

- ke krytí periferních i.v. kanyl
- prodyšný
- dobrá kožní snášenlivost
- snadná a rychlá manipulace

## D-Fix

STERILE R

70.700.41.071

100/800 ks

- ke krytí periferních i.v. kanyl
- prodyšný
- dobrá kožní snášenlivost
- snadná a rychlá manipulace



## Easi-v

STERILE R

49-664M

50/800 ks

- semipermeabilní transparentní krytí
- k fixaci periferních i centrálních venózních katétrů
- nealergizující materiál
- odolná vůči sprchování, koupeli i potu
- pěnový okraj (polyethylen)
- transparentní okénko ze speciálního polyuretanu s mimořádnou prodyšností větší než 2000 g/m<sup>2</sup>/24 hod./37°C
- bez nebezpečí macerace kůže
- minimální riziko infekce rány
- snadná a rychlá manipulace
- dva proužky k přilepení hadičky
- možnost ponechání až 1 týden

# fixace fixace fixace fixace fixace



## Niko Central-Gard

STERILE R

49-668L - pro vena subclavia  
49-667S - pro vena jugularis  
25/250 ks

- semipermeabilní transparentní krytí k fixaci centrálních venózních katétrů
- nealergizující materiál
- odolná vůči sprchování, koupeli i potu
- pěnový okraj (polyethylen)
- transparentní okénko ze speciálního polyuretanu s mimořádnou prodyšností větší než 2000 g/m<sup>2</sup>/24 hod./37° C
- bez nebezpečí macerace kůže
- minimální riziko infekce rány
- možnost ponechání 1-2 týdny - ekonomicky výhodné
- tři proužky k přilepení katétru a hadičky




## Niko Drain-Fix

STERILE R

49-680  
25/200 ks

- k fixaci perkutánních drénů či katétrů (v urologii, břišní chirurgii a intervenční radiologii)
- omezuje nebezpečí zalomení či zaškrtnutí katétru
- dokonalá fixace doplňuje a často zcela nahrazuje fixaci stehem
- nealergizující materiál barvy kůže
- výborná prodyšnost
- zmenšuje diskomfort pacienta
- snadná a rychlá manipulace - usnadňuje práci lékařů i sester
- pro dlouhodobé použití - až do jednoho týdne
- umožňuje pacientovi běžnou hygienu - sprchování
- pro velikosti katétrů Ch 6 - Ch 14

# fixace fixace fixace fixace fixace



## Epi-Fix

STERILE R

49-670

25/250 ks

- bezpečná fixace epidurálních katétrů
- preventivně zabraňuje pohybu katétru, případně jeho vybočení z epidurálního prostoru
- zabraňuje zalomení katétru
- snadná inspekce punkčního bodu
- vysoká prodyšnost
- omezuje hromadění vlhkosti pod náplastí a riziko infekce
- nízký profil zamezuje srolování fixace
- snadná aplikace a odstranění
- ekonomická fixace



## Safe – derm

- **Semipermeabilní polyuretanové transparentní krytí**
- možnost optické kontroly rány
- odolné vůči sprchování, koupeli a potu
- nealergizující materiál
- vysoká prodyšnost brání maceraci kůže a snižuje riziko vzniku infekce
- zajišťuje optimální prostředí pro hojení ran
- snadná a známá aplikační metoda umožňující dokonalé přilnutí krytí ke kůži
- tenký film s kulatými rohy zabraňuje „rolování“
- vhodné:
  - k prevenci proleženin
  - pro hojení povrchových ran a popálenin
  - ke krytí pooperačních ran
  - ke krytí vpichů kanyl, drénů a katétrů
  - k fixaci primárních krytí
  - k ochraně křehké kůže

katalogové číslo	Safe – derm	balení/ks
8115	6 x 7 cm	100
8120	10 x 12 cm	100
8125	15 x 20 cm	50
8130	10 x 25 cm	50
8135	20 x 30 cm	25

# fixace fixace fixace fixace fixace



## Niko Naso-Fix

49-625-L - velký  
49-625-S - střední  
49-625-I - dětský  
100/1600 ks

- bezpečná fixace nosních katétrů
- brání zalomení katétrů a sond
- nealergizující materiál barvy kůže
- výborná prodyšnost
- snadná a rychlá manipulace



## Niko Cath-Fix

49-630-L - velký  
49-630-M - střední s okénkem  
49-630-S - malý  
100/1600 ks

- k fixaci katétrů, sond, hadiček, EKG i jiných kabelů
- k fixaci periferních i.v. kanyl (typ střední s okénkem) - určeno ke krátkodobému užití
- nealergizující materiál barvy kůže
- výborná prodyšnost
- snadná a rychlá manipulace



## Niko Eye-Fix

49-640 - bez krytu  
100 ks  
49-645 - s plexisklovým krytem  
15 ks

- ke krytí očí po chirurgickém zákroku, během anestézie (pod plexisklovým krytem se udržuje vlhkost)
- nealergizující materiál barvy kůže
- výborná prodyšnost
- snadná a rychlá manipulace
- symetrické - vhodné pro obě oči

# fixace fixace fixace fixace fixace



## Niko Tube-Fix

- fixace vzduchovodu a endotracheální rourky
- šetrnější adhesivum pro obličejovou část
- snadná a rychlá manipulace

### k fixaci vzduchovodu i endotracheální rourky Typ M, polyamid v barvě kůže

49-650-M

100 ks

### k fixaci endotracheální rourky Typ M, polyamid v barvě kůže

49-655-M

100 ks



### k fixaci vzduchovodu i endotracheální rourky Typ F, modrý pěnovitý

49-650-F

100 ks

### k fixaci endotracheální rourky Typ F, modrý pěnovitý

49-655-F

100 ks