

H/S Eliptosférický balónkový katétr


STERILE EO

61-4005

1/40 ks

kód VZP 59 615

- pro hysterosalpingografii (HSG) a hysterosonografii
- maximální kontrola tvaru a objemu balónku zajišťuje bezpečné a bezbolestné umístění v děložním hrdle
- těsné uzavření děložního hrdla umožní zřetelné zobrazení a zamezí zpětnému odtoku kontrastního média



Prsní kloboučky pro kojící matky

34.000.00.010

1 pár

- vyrobeny z čistého silikonu
- testovány chemicky - bez nitrosaminů
- možnost opakované sterilizace, dezinfekce nebo vyváření



LiNA MenoTreat

- tepelný balónkový ablační přístroj ke zničení endometriální výstelky dělohy pomocí tepelné koagulace
- pro léčbu menorrhagie u pacientek před menopauzou, neplánujících porod
- doba léčení 11 minut
- ideální pro nemocniční i ambulantní kliniky
- jednoduchý pracovní postup
- plně automatické testování i nastavení léčebných parametrů
- automatický nouzový drenážní systém
- vysoký komfort pacientek
- dvě velikosti jednorázových balónkových setů
- pracovní teplota cirkulujícího fyziologického roztoku - 85°C
- amenorrhea a spotting rate 59%-76%



LiNA MenoTreat
6120

LiNA MenoTreat - kalibrační set
6109

LiNA MenoTreat - balónkový set pro hloubku dělohy
8 - 12 cm
6100

LiNA MenoTreat - balónkový set pro hloubku dělohy
6 - 9 cm
6101

Systémy pro rekonstrukci pánevního dna

- kvalitní materiál: 100% monofilní PVDF
- výjimečná biokompatibilita
- elasticita 5-10 %
- atraumatické zatkávané okraje (nedochází k erozím)
- velké póry pro snadné prorůstání tkáně



DynaMesh

SIS

26.212.10.156

1 ks

- páska k řešení stresové inkontinence
- suprapubický a transobturatorní přístup
- velikost 1,0 x 56 cm

STERILE EO




SIS direct

26.212.10.150

1 ks

- páska k řešení stresové inkontinence (pouze transobturatorní přístup) nebo prolapsu pochvy po hysterektomii
- velikost 1,0 x 50 cm

STERILE EO



PR

26.252.11.004 10 x 4 cm

26.212.11.036 10 x 36 cm

1 ks

- síťka k rekonstrukci při prolapsu dělohy

STERILE EO



DynaMesh

STERILE EO

PR2

26.313.10.636

1 ks

- síťka k rekonstrukci pánevního dna při rektokéle



PR4

26.213.20.736

1 ks

- síťka k rekonstrukci pánevního dna při cystokéle

STERILE EO



Zavaděč

pro suprapubický přístup

26.200.00.001

1 ks



pro transobturatorní přístup

26.200.00.002

1 ks



pro transobturatorní přístup

26.200.00.003 - standardní

26.200.00.004 - velký

1 pár (levý + pravý)