

# hojení ran hojení ran hojení ran

## Flamigel

- baktericidní hydrokoloidní gelové krytí na popáleniny, chronické a akutní rány
- inteligentní tvůrce vlhkého prostředí - vlhká terapie
- aktivní a pasivní polymery - schopnost absorpce i hydratace
- účinně kontroluje mikrobiální hodnoty v okolí rány, pH 4,5
- podporuje granulaci a tvorbu nového epitelu



**250 ml**  
1 ks  
kód VZP 80 715



**50 ml**  
1 ks  
kód VZP 80 716

## Flaminal Forte

- hydroaktivní koloidní gel obsahující alginát a enzymy
- zvýšená baktericidní schopnost a absorpční kapacita
- pro rozsáhlé a silně exsudující sekundárně se hojící rány a popáleniny do II. stupně



**500 ml**  
1 ks  
kód VZP 80 885



**50 ml**  
1 ks  
kód VZP 80 884

# hojení ran hojení ran hojení ran

## Flaminal Hydro

- hydroaktivní koloidní gel obsahující alginát a enzymy
- zvýšená baktericidní schopnost
- silnější hydratační kapacita
- pro rozsáhlé a méně exsudující sekundárně se hojící rány a popáleniny do II. stupně



**500 ml**  
1 ks  
kód VZP 81 421



**50 ml**  
1 ks  
kód VZP 81 420

## Flamirins

1 ks

- izotonický roztok pro hygienu rány s obsahem hydratačních prvků a kyseliny citronové pro ochranu proti infekci
- odlučuje nekrózu a cizí prvky z rány
- čistí ránu i mechanicky
- objem 250 ml



# hojení ran hojení ran hojení ran



## Sorbsan

- absorpční krytí se strukturou netkaného textilu vyrobené z vláken kalcium alginátu
- při kontaktu s exsudátem roste objem vláken a sorbsan mění strukturu na měkký amorfní gel tvořený sodium – kalcium alginátem
- neadherentní gel zajišťuje vlhké prostředí v ráně, podporuje autolytický debridement a podporuje hojení rány
- rychlé a snadné použití bez potřeby upravovat velikost krytí

### Sorbsan je vhodný pro:

- plošné, mělké rány
- varianty Ribbon a Packing speciálně pro kavity
- středně silně secernující rány
- infikované rány (pravidelně kontrolované)

Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box	
Sorbsan	1400	0081873	Z	Sorbsan Flat 5x5cm	10	100
	1410	0081874	Z	Sorbsan Flat 10x10cm	10	50
	1415			Sorbsan Flat 10x20cm	5	20
	1411	0081875	D	Sorbsan Packing 30cm/2g	5	20
	1412	0081876	D	Sorbsan Ribbon 40cm/1g	5	20
Příslušenství	1424			Kovové měřítko	1	100
	1425			Sorbsan plastové měřítko	1	100

Z – plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

D – úhrada 75 % ceny, poukaz nepodléhá schválení revizním lékařem



## Sorbsan Plus

- „2 v 1“ Kalcium alginát a absorpční sekundární krytí
- Sorbsan Plus jako „2 v 1“ nevyžaduje sekundární krytí
- delší doba použití – jedno z nejvíce absorbujících krytí vůbec
- aplikace rychle a jednoduše – v nabídce nelepící a lepící varianta

# hojení ran hojení ran hojení ran



## Sorbsan Plus

### je vhodný pro:

- plošné nebo mělké rány
- středně silně až silně secernující
- infikované rány (pravidelně kontrolované)
- jako sekundární krytí pro Sorbsan Ribbon a Packing

Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box	
Sorbsan Plus NA	1420	0081877	Z	Sorbsan Plus NA 7.5x10cm	5	50
	1421	0081878	Z	Sorbsan Plus NA 10x15cm	5	20
	1422			Sorbsan Plus NA 10x20cm	5	20
	1423			Sorbsan Plus NA 15x20cm	5	20
Sorbsan Plus SA	1420SA	0081879	Z	Sorbsan Plus SA 11.5x14cm (7.5x10cm aktivní plocha)	10	100
	1421SA	0081880	Z	Sorbsan Plus SA 14x19cm (10x15cm aktivní plocha)	10	100
	1422SA			Sorbsan Plus SA 14x24cm (10x20cm aktivní plocha)	5	50
	1423SA			Sorbsan Plus SA 19x24cm (15x20cm aktivní plocha)	5	50

Z – plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem



## Sorbsan Plus Carbon

- **Sorbsan s přídavkem aktivního uhlí**
- multifunkční krytí eliminuje zápach a kontroluje množství exsudátu
- Sorbsan Plus Carbon jako „2 v 1“ nevyžaduje sekundární krytí
- delší doba použití – jedno z nejvíce absorbujících krytí vůbec
- aplikace rychle a jednoduše – v nabídce nelepící a lepící varianta

Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box	
Sorbsan Carbon Plus	1420C	0081881	Z	Sorbsan Carbon Plus 7,5x10cm	5	50
	1421C	0081882	Z	Sorbsan Carbon Plus 10x15cm	5	20
	1422C			Sorbsan Carbon Plus 10x20cm	5	20
	1423C			Sorbsan Carbon Plus 15x20cm	5	20

Z – plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

# hojení ran hojení ran hojení ran



## Sorbsan Silver

- **Sorbsan s přídavkem stříbra**
- obsahuje 1,5 % účinného stříbra – vytváří optimální podmínky pro hojení infikovaných, středně až silně secernujících ran
- aktivní stříbro je pevně vázáno ve struktuře alginátu, nekontaminuje ránu a postupně účinkuje po celou dobu aplikace krytí
- nabízíme standardní provedení Flat pro plošné rány, Ribbon a Packing speciálně pro kavity a také provedení s extra absorpční vrstvou Sorbsan Silver Plus v nelepící (NA) i lepící (SA) variantě

	Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box
Sorbsan Silver	Ag1400	0081865	Z	Sorbsan Silver Flat 5x5cm	10	100
	Ag1410	0081866	Z	Sorbsan Silver Flat 10x10cm	10	50
	Ag1415			Sorbsan Silver Flat 10x20cm	5	20
	Ag1411	0081867	D	Sorbsan Silver Packing 30cm/2g	5	20
	Ag1412	0081868	D	Sorbsan Silver Ribbon 40cm/1g	5	20
Sorbsan Silver Plus NA	Ag1420	0081869	Z	Sorbsan Silver Plus NA 7.5x10cm	5	50
	Ag1421	0081870	Z	Sorbsan Silver Plus NA 10x15cm	5	20
	Ag1422			Sorbsan Silver Plus NA 10x20cm	5	20
	Ag1423			Sorbsan Silver Plus NA 15x20cm	5	20
Sorbsan Silver Plus SA	Ag1420SA	0081871	Z	Sorbsan Silver Plus SA 11.5x14cm (7.5x10cm aktivní plocha)	10	100
	Ag1421SA	0081872	Z	Sorbsan Silver Plus SA 14x19cm (10x15cm aktivní plocha)	10	100
	Ag1422SA			Sorbsan Silver Plus SA 14x24cm (10x20cm aktivní plocha)	5	50
	Ag1423SA			Sorbsan Silver Plus SA 19x24cm (15x20cm aktivní plocha)	5	50

Z – plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

D – úhrada 75 % ceny, poukaz nepodléhá schválení revizním lékařem

# hojení ran hojení ran hojení ran



## Trufoam

- **hydrofilní absorpční pěnové krytí**
- aplikace rychle a jednoduše
- pěna se rozpíná absorpcí exsudátu a vyplňuje tvar rány
- nelepící Trufoam NA minimalizuje bolest při převazu
- excelentní schopnost zpracování tekutiny - doba použití až 7 dní
- jednoduché odstraňování z křehké kůže pomocí vody/fyziol.roztoku

Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box	
Trufoam NA	2231	0081883	Z	Trufoam NA 5x5cm	10	100
	2233	0081884	Z	Trufoam NA 10x10cm	10	100
	2235			Trufoam NA 15x15cm	5	50
Trufoam SA	2242	0081885	Z	Trufoam SA 7x9cm (3x5 cm aktivní plocha)	10	100
	2243	0081886	Z	Trufoam SA 11x11cm (7x7cm aktivní plocha)	10	100
	2244	0081887	Z	Trufoam SA 15x15 (11x11cm aktivní plocha)	5	50
	2246	0081888	Z	Trufoam SA 15x20 (11x15cm aktivní plocha)	5	50

Z – plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem