

kontrolní systémy pro sterilizaci

Přehled indikátorů pro daný typ sterilizace

Test/sterilizace	horkovzdušná	parní	ethylenoxidem
Bowie&Dick		●	
VaporLine TM		●	
OK ® proužek		●	
Twindicator TM		●	
Gas-Chex ®			●
Hi-dri ® temptube ®	●		
Steri-dot TM			●
Lepicí páska	●	●	●




Propper once-a-day II test-pak® Bowie&Dick

- 20.266.10.704 - bezolovnatý
 20.266.10.705 - standardní
 20 ks
- jednorázový balíček dle DIN-EN 867-4



Propper once-a-day test-pak® Bowie&Dick

- 20.266.10.707
 20 ks
- jednorázový balíček dle DIN-EN 867-1



Tolzin® Pressesecure®
 rám z nerezové oceli A4 (velký)

- 31.000.00.210
 1 ks
- zapůjčení rámu zdarma při uzavření smlouvy o odběru BD testů

kontrolní systémy pro sterilizaci



Tolzin® BD testovací balík A4 (velký)

31.000.00.310

1 ks

- dle DIN-EN 285, pro 15 použití



Propper once-a-day® Bowie&Dick listový testovací indikátor A4 (velký)

20.002.66.005

50 ks

- dle DIN-EN 867-3



Tolzin® Pressesecure® rám z nerezové oceli A6 (malý)

31.000.00.770

1 ks

- zapůjčení rámu zdarma při uzavření smlouvy o odběru BD testů




Tolzin® BD testovací balík A6 (malý)

31.000.00.110

1 ks

- dle DIN-EN 285, pro 15 použití

kontrolní systémy pro sterilizaci



Propper once-a-day® Bowie&Dick
listový testovací indikátor A6 (malý)

20.266.00.307

90 ks

- dle DIN-EN 867-3



Marker Pen

24.300.00.001 - černý

24.300.00.002 - červený

24.300.00.003 - modrý

24.300.00.004 - zelený

24.300.00.005 - oranžový

10 ks

- různobarevné popisovače sterilizačních obalů a lepicích pásek, odolné procesu sterilizace



Propper once-a-day® Bowie&Dick
testovací balík pro zátěžový test

31.000.00.100

1 ks

- pro 15 použití, s otvorem pro sterilizační indikátor Propper VaporLine™

kontrolní systémy pro sterilizaci




Propper Helix - zátěžová testovací jednotka

20.002.69.069

1 ks

- pouzdro z nerezové oceli s teflonovou hadičkou o délce 1,5 m, držák pro sterilizační indikátor Propper VaporLine™




Propper VaporLine™ - sterilizační indikátor

20.002.69.009

20.002.69.008 - s prodloužením 22,9 cm
250/500 ks

- dle DIN-EN 867-1, třída D



Propper OK® proužkový - sterilizační indikátor

20.002.64.103 - dlouhý 20,3 cm

20.002.64.101 - krátký 10,2 cm

250/1000 ks

- dle DIN-EN 867-1, třída D



Propper Twindicator™ proužkový sterilizační indikátor dlouhý 20,3 cm

20.002.65.103

250/1000 ks

- dle DIN-EN 867-1, třída D, s perforací uprostřed



Propper Gas-Chex® proužkový sterilizační indikátor dlouhý 20,3 cm

20.002.69.002

250 ks

- pro kontrolu sterilizace EO

kontrolní systémy pro sterilizaci



Propper Steri-dot TM
procesové indikační kolečko Ø 1,4 cm

20.003.61.001

2 000 ks

- pro sterilizaci EO, třída A, samolepící vrstva



Propper Hi-dri® temptube® sterilizační indikační
trubička pro sterilizaci horkým vzduchem

20.002.63.001

100 ks

- dle DIN-EN 867-1, třída D



Lepicí páska s indikátorem třídy A

pro sterilizaci EO

72.160.20.950

12/48 ks

- 1,9 cm x 50 m

pro sterilizaci parou

72.160.20.902

12/48 ks

- 1,9 cm x 50 m



Filtrační papír pro kontejner Aesculap

72.160.30.100

500 ks

- kulatý Ø 19 cm

kontrolní systémy pro sterilizaci



Filtrační papír pro kontejner Aesculap

72.160.30.120

500 ks

- čtvercový 23 x 23 cm



Plastová pojistka pro kontejner

72.160.40.001

1000 ks