

spotřební materiál spotřební materiál



Studené/teplé sáčky KAWA

- užití tam, kde pomáhá v léčbě teplo či chlad
- ekologické polyetylenové obaly - bez PVC
- flexibilní i při velkém podchlazení
- opakované a střídavé použití - extrémní trvanlivost
- netoxický gel
- udržení tepla nebo chladu až 2 hodiny
- použití: natržení šlach, vymknutí, vyvrtnutí, otoky, křeče, sportovní lékařství, pooperační terapie, ortopedie, gynekologie, neurologie, stomatologie atd. poučení před použitím:
- chladu dosáhneme umístěním sáčku do ledničky či mrazničky
- tepla dosáhneme ponořením do vody max. 60°C (při varu může dojít k rozvolnění švů) nebo krátkodobě v MVT
- před použitím vložit do ochranného obalu
- doba přiložení stejně jako časový interval mezi jednotlivým přiložením cca 30 minut

STUDENÉ/TEPLÉ SÁČKY KAWA

balení 1 ks

| katalogové číslo | rozměry/cm | Typ |
|------------------|------------|--------------------------|
| 93.000.00.240 | 13x14 | Mini |
| 93.000.00.241 | 12x29 | Universal |
| 93.000.00.242 | 16x26 | Therapie |
| 93.000.00.243 | 21x38 | Spezial I |
| 93.000.00.244 | 30x40 | Spezial II |
| 93.000.00.245 | 7,5x35 | Límeč - děti (krátký) |
| 93.000.00.246 | 7,5x52 | Límeč - dospělí (dlouhý) |

OCHRANNÉ KRYTÍ NA KAWA SÁČKY

balení 1 ks

| katalogové číslo | rozměry/cm | Typ |
|------------------|------------|--------------------------|
| 93.000.00.050 | 13x14 | Mini |
| 93.000.00.051 | 12x29 | Universal |
| 93.000.00.052 | 16x26 | Therapie |
| 93.000.00.053 | 21x38 | Spezial I |
| 93.000.00.054 | 30x40 | Spezial II |
| 93.000.00.055 | 7,5x35 | Límeč - děti (krátký) |
| 93.000.00.056 | 7,5x52 | Límeč - dospělí (dlouhý) |



Studené/teplé kompresivní brýle

93.600.00.100

1 ks

- univerzální střih a upevnění (suchý zip, přilne na každou tvář a spánky)
- antimigrenózní účinek, otvírání pór usnadňuje pronikání krémů, proti vráskám
- udržení tepla a chladu až 2 hodiny
- použití: teplo - chřipka, kašel, rýma, zánět dutin, migréna (pozdní fáze), chlad - migréna (počáteční fáze), otoky

spotřební materiál spotřební materiál



Rychlé chladové sáčky Quick cold 15x16 cm

93.000.00.048

1 ks

- okamžitá chladová komprese u akutních stavů
- vnitřní sáček s tekutinou obklopen zrnitou substancí
- tlakem dojde k porušení vnitřního sáčku, a tím k chemické reakci vedoucí k okamžitému chladu
- na jedno použití



Fonendoskopy

typ Schwestern

76.001.00.000 - černý

76.001.00.001 - modrý

76.001.00.002 - zelený

76.001.00.003 - červený

1 ks

- sesterský



typ Panascope

76.001.00.004 - černý

76.001.00.200 - různé barvy

1 ks



typ Rappaport

76.001.00.220

1 ks

- oboustranný

spotřební materiál spotřební materiál



Gel pro sonografii

- netoxický gel
- pH neutrální
- smývatelný vodou

balení 1000 ml - tuba

93.050.00.443

1 ks/12 ks karton

balení 1000 ml

tužší konzistence - tuba


93.050.00.444

1 ks/12 ks karton

balení 5000 ml - kanistr

93.050.00.048

1 ks/4 ks karton



Pumpa na gel k balení 5000 ml - kanistr

93.050.00.449

1 ks



Gel pro sonografii balení 5000 ml - vak

93.050.00.050 - s kohoutkem

93.050.00.051 - samostatný kohoutek

1 ks



Zásobník na tablety

92.705.00.002

1 ks

- pohotově k použití
- ulehčuje práci sester
- přehledný systém dávkování léčiv během celého dne
- výhodné také pro starší pacienty v domácím ošetření

Kryt zásobníku na tablety

92.704.00.010

1 ks

spotřební materiál spotřební materiál




Kelímky na medikamenty

kalibrované, balení 80/4800 ks

| katalogové číslo | barva |
|------------------|-----------|
| 68.414.21.004 | průhledná |
| 68.414.24.003 | červená |
| 68.414.25.003 | modrá |
| 68.414.26.003 | zelená |
| 68.414.23.003 | žlutá |

Víčka pro kelímky na medikamenty

68.663.12.904
500/4000 ks



Stojan na zásobníky a kelímky pro 19 zásobníků a 19 kelímků

92.703.00.000
1 ks



Tyčinky na hygienu dutiny ústní

32.000.00.010
75/1500 ks karton

- s glycerinem a citronovým extraktem
- 10 cm dlouhé
- bez cukru (vhodné i pro diabetiky)
- chráněno před světlem



Kopíčko na odběr krve

10.000.00.020
200 ks

STERILE R

spotřební materiál spotřební materiál



Tlakové zaškrcovadlo

5020 - pro dospělé

5085 - pro děti - motiv dino

5086 - pro děti - motiv klaun

1 ks

- z pružného materiálu
- snadná manipulace jednou rukou
- snadné uvolnění škrtidla
- okamžité rozeptnutí
- autoklávovatelné do 121°C

Poznač si ...