

urologie urologie urologie urologie



Močový katétr

STERILE EO

ženský

- uzavřený zaoblený konec,
 - dva boční otvory, délka 20 cm,
- balení 100/800 ks

katalogové číslo	Ø/Ch
07.032.10.100	10
07.032.12.100	12
07.032.14.100	14
07.032.16.100	16
07.032.18.100	18



mužský – NELATON

STERILE EO

- uzavřený zaoblený konec,
 - dva boční otvory, délka 40 cm,
- balení 100/600 ks

katalogové číslo	Ø/Ch
07.090.08.100	8
07.090.10.100	10
07.090.12.100	12
07.090.14.100	14
07.090.16.100	16
07.090.18.100	18
07.090.20.100	20
07.090.22.100	22
07.090.24.100	24



mužský - TIEMANN

STERILE EO

- uzavřený zaoblený konec,
- dva boční otvory, délka 40 cm

katalogové číslo	Ø/Ch	balení/ks
07.091.10.200	10	100/600
07.091.12.200	12	100/600
07.091.14.200	14	100/600
07.091.16.200	16	100/600
07.091.18.200	18	100/600
07.091.20.200	20	100/600
07.091.22.200	22	100/300
07.091.24.200	24	100/300

urologie urologie urologie urologie



Foleyho močové katétry - permanentní

STERILE EO

- balónkové celosilikonové,
 - doba zavedení až 30 dní
- balení 10/100 ks

DĚTSKÉ:

katalogové číslo	Ø/Ch	obj. balónku/ml
23.000.14.206	6	1,5
23.000.14.208	8	3
23.000.14.210	10	3-5

PRO DOSPĚLÉ:

katalogové číslo	Ø/Ch	objem balónku/ml
23.000.14.212	12	5-10
23.000.14.214	14	5-10
23.000.14.216	16	5-10
23.000.14.218	18	5-10
23.000.14.220	20	5-10
23.000.14.222	22	5-10
23.000.14.224	24	5-10
23.000.24.212	12	30
23.000.24.214	14	30
23.000.24.216	16	30
23.000.24.218	18	30
23.000.24.220	20	30
23.000.24.222	22	30
23.000.24.224	24	30



Katétrový uzávěr s rukojetí

07.037.00.000

- modrý
- 100/1200 ks

STERILE EO

urologie urologie urologie urologie



Katétrový uzávěr bez rukojeti

56.000.13.630

- zelený
- 100/1500 ks

STERILE EO



Močové sáčky

1,5 l, hadice 90 cm, bez výpusti

31.005.00.000 = 53.072.15.090

250 ks

s antirefluxní chlopní hadice 90 cm, bez výpusti

53.075.15.090 - 1,5 l

250 ks



1,5 l, baleny jednotlivě, hadice 90 cm, bez výpusti

53.074.15.090

100 ks

1,5 l, baleny jednotlivě, antirefluxní chlopeň, hadice 90 cm, bez výpusti

53.076.15.090

100 ks

STERILE EO



2 l, antirefluxní chlopeň, křížový uzávěr

53.077.22.090

200 ks

2 l, nesterilní, antirefluxní chlopeň, křížový uzávěr

53.077.21.090

25/250 ks

STERILE EO

urologie urologie urologie urologie



Močové sáčky

STERILE EO

Typ D-4, 2,0 l, s vypouštěcím ventilem, uzavřená drenáž moči

53.712.02.000

50 ks

- silikon-kaučuková membrána pro sterilní odběr moči
- dvojí stupnice (i pro malé objemy)



STERILE EO

Typ D-6, 2,0 l, s vypouštěcím ventilem, uzavřený systém jímání moči, Pasteurova komůrka, antirefluxní ventil

53.712.06.000

20 ks

- silikon-kaučuková membrána pro sterilní odběr moči
- hadice 110 cm
- použitelné na 7 dnů



pro děti, samolepící, bez vypouštěcího ventilu, unisex

76.380.42.000

100 ks



UROPRI 600

Souprava pro měření hodinové diurézy

05.000.23.400 = 53.712.08.000

10 ks

- měření od 2 do 600 ml
- velikost komor 80 a 600 ml
- otočný vypouštěcí ventil
- močový sáček s křížovou výpustí o objemu 2000 ml
- hadice 120 cm s klemou
- pásy pro snadné uchycení k lůžku

urologie urologie urologie urologie



Závěs na močové sáčky II,
pro běžné močové sáčky

53.711.02.051
10 ks



Močový pohárek

120 ml

36.000.01.012 - bez víčka
36.000.01.013 - s víčkem
36.000.01.014 - jednotlivě balený
1000 ks

- transparentní
- s orientační stupnicí

120 ml, s víčkem

36.000.01.025
1000 ks

STERILE EO

urologie urologie urologie urologie

StoneBreaker™

Síla ve vašich rukou

Účinná ruční fragmentace kamene LMA StoneBreaker™

Přístroj firmy LMA Urology Suisse S.A. je sofistikovaný pneumatický systém určený k fragmentaci kamenů v močovém traktu rychleji a efektivněji než bylo možné kdykoliv předtím. Produkt švýcarského designu a výroby je průlomem v účinnosti a klinické efektivitě díky promyšlené koncepci a ergonomii ručního přenosného systému.



- lehce přenosný systém
- bez nutnosti připojení k externímu zdroji energie
- kompatibilní s běžnými endoskopy
- rychlá fragmentace zkracuje operační výkon
- menší retropulse
- robustní, ergonomický a intuitivní

Katalogové číslo	Název	Balení ks
200101	LMA Stone Breaker™ přístroj	
206010	jednorázové sondy Ø 1,0 mm	5
206016	jednorázové sondy Ø 1,6 mm	5
206020	jednorázové sondy Ø 2,0 mm	5
201100	sondy Ø 1,0; 1,6 a 2 mm k opakovanému použití	3
201010	sondy k opakovanému použití Ø 1,0 mm	3
201016	sondy k opakovanému použití Ø 1,6 mm	3
201020	sondy k opakovanému použití Ø 2,0 mm	3
206001	bombičky CO ₂ , sterilní	10