


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
KYSLÍKOVÁ SPOJOVACÍ HADICE		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	Viz. níže

Popis výrobku:

Trojlístkové lumen proti zalomení.

Transparentní PVC pro lékařské účely.

Katalogové číslo:	Délka přívodní hadice	Ukončení
01.000.02.014	426 cm	trychtýř - trychtýř
01.000.02.002	210 cm	trychtýř - trychtýř
01.000.02.099	213 cm	trychtýř - závit

Postup:

1. Nasadíte konec hadice na zdroj kyslíku nebo tlakového vzduchu.
2. Tlak kyslíku/vzduchu nastavíte na lékařem předepsanou hodnotu.
3. Opačný konec hadice nasadíte na koncovku přístroje.
4. Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití.

Upozornění:

Spojovací hadičku nepoužívejte pro odsávání.

Balení:

50 ks

Označení:

STERILE EO

CE 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz