


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
HEIDELBERGSKÁ HADIČKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

Heidelberská hadička je spojovací prvek pro intravenózní a intraarteriální infúze či transfúze.

Katalogové číslo:	Délka
07.035.00.410	70 cm
07.035.00.420	140 cm

S ohledem na bezpečnostní opatření je možné používat s následujícími tlakovými infuzními přístroji:

Infuzní pumpy:

Fresenius, P 100, P 200, Volumed VP 1000, Volumed VP 2000, INCA, Ekli, Amefa, PE 01, 02, 03, PE-3000-BL, Clinico, Driptrol 22 my P, 24 my P, BBM, Infusomat II, Infusomat FM, MGVG, IP 81, 82, 83, 85, Schiwamatik, 3000, 7000, 9000, Doltro, PIM 303, 707, Pfrimmer, IDG Constantomat 321, Braun Droptomat, Secura, Infusomat Secura, Imed 915, 911, IVAC, 531-1, 581 CG, 281 CG, 591 CG, 561 GG, 566 GG, 581 MGG, 588, 532 GG

Injektomaty:

Fresenius, Injectomat S, Injektomat 50, Injektomat C/CP, Braun, Perfusor, Secura FT, Secura VI, VII, M, ME, ED, ED 2, EDL, EDL 2, F, Secura FT µl, Secura P, M1, Bolustokolyse, Vial, Programm 1, IVAC 711 IG, 741, 770, Imed 800, Clinico, Syritrol 12

Upozornění:

Nepoužívejte, pokud je krytka uvolněná nebo zcela chybí.

Balení:

50/200 ks

Označení:


STERILE EO

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fa : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
HEIDELBERGSKÁ HADIČKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fa : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!