


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PUPEČNÍ SVORKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	07.044.00.000

Popis výrobku:

Pupeční svorka – nerozevratelná.

Barva:

Modrá

Obal:

Dodáváno sterilní v případě neporušeného obalu.

Upozornění:

Výrobek je určen výhradně k jednorázovému použití.

Pozor:

Svorka je uzavřená pokud oba háčky slyšitelně zaklapnou do svorky.

Balení:

100/1 200 ks

Označení:

STERILE|EO

CE 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 DAHLHAUSEN®

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz