



NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
KYSLÍKOVÁ SPOJOVACÍ HADICE PRO UMĚLÝ NOS TYP 301, 302		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	07.062.14.111

Popis výrobku:

Kyslíková spojovací hadice pro umělý nos Typ 301, 302. Ch 14/ 200 cm

trychtýřový konec → zdroj kyslíku
zúžený konec → umělý nos Dahlhausen 301,302



Upozornění:

K jednorázovému použití.

Balení:

50/200 ks

Označení:

STERILE EO

CE 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!