


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>FLEX SPOJKA</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

**Popis výrobku:**

Flex spojka se používá k propojení ventilačního systému a endotracheální trubice nebo endotracheální kanyly.

**15 M – 22 F**

STERILE|EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.501.00.005	5
13.501.00.010	10
13.501.00.015	15
13.501.00.020	20

**15 M – 15 F**

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.502.00.005	5
13.502.00.010	10
13.502.00.015	15
13.502.00.020	20

**s otočným portem pro bronchoskop 15 M**

STERILE|EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.503.00.005	5
13.503.00.010	10
13.503.00.015	15
13.503.00.020	20

**s otočným portem pro bronchoskop 22 F**

STERILE|EO


Katalogové číslo:	délka(cm)
13.504.00.005	5
13.504.00.010	10
13.504.00.015	15
13.504.00.020	20

**s proměnlivou délkou 15 M – 15 F**

STERILE|EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.505.00.015	15
13.505.00.020	20

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>FLEX SPOJKA</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

s proměnlivou délkou a portem pro bronchoskop 15 M

**STERILE EO**

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.506.00.015	15
13.506.00.020	20

### Instrukce pro použití:

Zasunutím propojte vrapovanou hadici ventilačního systému s příslušným koncem Flex spojky, druhý konec napojte na ET trubici či kanylu. Přesvědčte se, zda-li je napojení provedeno důkladně a nedochází k úniku dýchací směsi.

### Upozornění:

- Výrobek je dodáván sterilní v případě nepoškozeného obalu.
- Pro jednorázové použití.

### Balení:

1/100 ks

### Označení:

**C E 0123**

Revize č. 0 :22.9.2011

### Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

### Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**