






<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku: HI-VAC KOMPLET, 400 ML, NAPOJENÍ DAHLHAUSEN		
		<b>Katalogové číslo</b>
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	05.000.22.803

**Popis výrobku:**



1. Hadičku napojte na láhev.

2. Koncovku zastříhnete dle šíře  
(průměru) hrudního drénu.




3. Uvolněte obě klemy.

4. V tomto případě láhev nepoužívejte,  
není v ní vytvořeno vakuum.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
<b>Název výrobku:</b>		
<b>HI-VAC KOMPLET, 400 ML, NAPOJENÍ DAHLHAUSEN</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Chirurgie - CH</b>	<b>Počet stran: 2/2</b>	05.000.22.803

Označení:

**C € 0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Distributor:**

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**