


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SPOJOVACÍ HADICE		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	Viz. tabulka

Popis výrobku:

Spojovací hadice k odsávacím soupravám, typy – viz. tabulka.

Katalogové číslo:	Délka (m)	Balení (ks)
Ch 25 trychtýř – rovná spojka		
07.068.25.360	2,5	50
07.068.25.375	3,5	50
Ch 25 trychtýř – volný konec		
07.068.25.220	2	50
07.068.25.320	3	30
07.068.25.420	4	30
Ch 25 trychtýř - trychtýř		
07.068.25.200	2	50
07.068.25.250	2,5	50
07.068.25.300	3	30
07.068.25.350	3,5	30
Ch 25 trychtýř - fingertip		
07.068.25.210	2	50
07.068.25.260	2,5	50
07.068.25.310	3	30

Katalogové číslo:	Délka (m)	Balení (ks)
Ch 30 trychtýř – volný konec		
07.068.30.270	2,5	50
07.068.30.320	3	30
07.068.30.355	3,5	30
07.068.30.520	5	30
Ch 30 trychtýř - trychtýř		
07.068.30.200	2	50
07.068.30.300	3	50
07.068.30.350	3,5	30
07.068.30.400	4	30
Ch 30 trychtýř - fingertip		
07.068.30.210	2	50

Vyrobeno:

Transparentní PVC.

Upozornění:

Sterilní je pouze v případě, že je obal neotevřený a nepoškozený

Použití:

Výrobek je určen k jednorázovému použití.

Označení:


STERILE|EO

 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SPOJOVACÍ HADICE		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	Viz. tabulka

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!