



NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FINGERSWITCH PEN		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	516

Popis výrobku:

Jednorázový Fingerswitch pen, kabel 3 m, standardní US 3 pinový konektor.

Návod k použití:


1. Ujistěte se, že je elektroda zcela zasunuta v kauteru.



2. Nikdy nepokládejte kauter na pacienta.




3. Pokud kauter právě nepoužíváte, umístěte jej do speciálního pouzdra.



DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FINGERSWITCH PEN		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	516

Označení:

STERILE EO

CE
0459

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Lina Medical CML ApS

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

www.linamedical.co

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!