


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
TIP CLEANER LINA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/1	580

Návod k použití:

Jednorázový nástroj k čištění elektrod od uhlíku při práci s elektrochirurgickým kauterem.

Bez latexu.

Upozornění:

Baleno jednotlivě ve sterilním obalu.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo otevřen.

Nepoužívejte po datu expirace.

Balení:

1/ 30

Označení:

CE
0459

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Lina Medical CML ApS

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

www.linamedical.co

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!