


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
TIP – CLEANER DAHLHAUSEN		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	66.665.03.200

Popis výrobku:

Jednorázová poduška k čištění kauterové elektrody od uhlíku či jiných nečistot při práci s elektrochirurgickým kauterem, samolepící. Bez latexu.

Upozornění:

Baleno jednotlivě ve sterilním obalu.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo otevřen.

Nepoužívejte po datu expirace.

Balení:

50/300 ks

Označení:



Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577


664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
TIP – CLEANER DAHLHAUSEN		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	66.665.03.200

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!