


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
KNOPF KANYLA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/1	76.333.00.001

Popis výrobku:

Flexibilní jednorázová kanyla (kovová). S malou olivou na distálním konci. Šetrné a jisté zavádění do ran a píštělí. Šetrné a jisté proplachování cév.

Rozměry:

18G (1,22 mm) x 64 cm pracovní délka

Výhody:

Atraumatická špice.

Tvarovatelná (bez Memoryefektu).

Odpadá příprava pro opak.použití.

Bez nechtěného ohnutí nebo zalomení.

Označení:

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!