


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EASY BAG		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/3	Viz. níže

Popis výrobku:

Jednorázový laparoskopický nástroj pro trokary 10 - 12 mm. Bez možnosti uzavírání. Manipulace pomocí grasperu.

katalogové číslo:
EB-75
EB-125


Návod k použití:



Postupujte dle přiloženého nákresu.

Před zavedením do portu vždy Easy-bag vysuňte asi 5 mm ze zaváděcí trubice, aby bylo možno ho v dutině břišní zcela vytáhnout.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz


NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku: EASY BAG		
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/3	Katalogové číslo Viz. níže



DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EASY BAG		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 3/3	Viz. níže

Balení:

20 ks

Označení:

STERILE EO


0459

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:**Lina Medical CML ApS**

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

www.linamedical.co**Distributor:****Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!