


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NIKO DRAIN-FIX		Katalogové číslo
Fixace - F	Počet stran:1/2	49 – 680


Popis výrobku:

K fixaci perkutánních drénů či katétrů (v urologii, břišní chirurgii a intervenční radiologii)

Pro velikost katétrů Ch6 – Ch14.

Návod k použití:

Aplikujte dle přiloženého nákresu.




Upozornění:

Sterilní v případě nepoškozeného obalu.

Sterilizováno radiačně.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NIKO DRAIN-FIX		Katalogové číslo
Fixace - F	Počet stran:2/2	49 – 680

Nepoužívejte po době expiraci.

Balení:

50/800 ks

Označení:

STERILE A

CE
0120

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Unomedical

11-17 Wilmette Place
(PO Box 405)
Mona Vale NSW 2103
Australia
www.unomedical.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577
664 34 Kuřim
Česká republika
www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!