


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NIKO - FIX		Katalogové číslo
Fixace - F	Počet stran: 1/2	49 – NF – 92

### Popis výrobku:

Krátkodobé (do 24 hod.) sterilní fixační krytí pro infúzní jehly.


Vyrobeno z nealergického testovaného, lepicího, prodyšného, textilního materiálu.

Absorpční podložka odsává možný exsudát z punkčního bodu a udržuje ho suchý.

Volný bílý čtvereček chrání pokožku pod kanylou proti tlaku.

### Návod k použití:

Aplikujte dle přiloženého nákresu.



### Odstraňování:

Niko-Fix je nutno odstraňovat z kůže opatrně.

Rozpuštěním adheziva vodou lze odstraňování usnadnit.

### Upozornění:

Sterilní v případě nepoškozeného obalu.


Sterilizováno radiačně.

Nepoužívejte po době expirace.

### Balení:

100/1000 ks

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
<b>Název výrobku:</b>		
<b>NIKO - FIX</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Fixace - F</b>	<b>Počet stran:2/2</b>	49 – NF – 92

**Označení:**

STERILE R

CE  
0120

**Datum revize textu: 01. 06. 2011**

**Výrobce:**



**Unomedical**

11-17 Wilmette Place

(PO Box 405)

Mona Vale NSW 2103

Australia

[www.unomedical.com](http://www.unomedical.com)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**