


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>TLAKOVÉ ZAŠKRCOVADLO</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Spotřební materiál - S	Počet stran:	Viz. níže


### Popis výrobku:

Tlakové zaškrcovadlo z pružného materiálu. Pro děti na výběr ze 2 motivů.

Katalogové číslo:		Motiv
5020	pro dospělé	
5085	pro děti	Dino
5086	pro děti	Klaun

### Návod k použití:

Aplikujte dle přiloženého nákresu.



1. zavřít
2. upevnit
3. pomalu uvolnit
4. podržet dole, potom otevřít
5. svinout

**Balení:**

**Revize č. 1 :22.9.2011**

1 ks

**Výrobce:**



**Kimetec Medizintechnik GmbH**

Gerlinger Strasse 36-38

71254 Ditzingen

Germany

[www.kimetec.com](http://www.kimetec.com)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,**

Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071

[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**