

carefix[®]
Creating functional comfort



Carefix Finger / Toe

Elastický síťový obvaz



TYTEX[®]

Fixace CareFix Finger/Toe z měkkého a elastického materiálu je navržena k jednoduchému a pohodlnému použití. Může být použita jak na prst ruky tak na palec u nohy.

Vlastnosti:

- Jeden výrobek použitelný pro fixaci prstu ruky nebo palce u nohy.
- Připraveno k okamžitému použití, nejsou potřeba žádné zvláštní pomůcky
- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Vysoká elasticita při zachování tvaru
- Fixace převazů a bandáží
- Pohodlné pro pacienta
- Praktické barevné kódování značí velikost
- Nedráždí kůži
- Možné prát při 60 °C
- Neobsahuje latex v zájmu pacienta a pečovatele
- Testováno na přítomnost škodlivých látek podle Öko-Test standart 100


Indikace:

Pro použití po ošetření zranění prstu ruky nebo nohy.
Může být použito samostatně nebo jako fixace obvazů na místě bez nutnosti lepení.
CareFix Finger/Toe poskytuje extra bezpečné krytí ran, které snižuje pravděpodobnost znečištění rány a následné infekce.

Složení:

79% polyamid, 21% elastan.

Praní:



60°C/140°F


Doporučené velikosti:

S = pro děti
M = pro dospělé
L = pro dospělé

Balení:



Dávkovací box obsahuje 20 ks.



Aplikace

Pro více informací prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

Distributor:

DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ, spol. s r. o.,

Knínická 1577, 664 34 Kuřim
tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
e-mail: objednavky@dahl.cz
www.dahlhausen.cz