



Gelové polohovací podložky

Komfortní | Stabilní | Bezpečné

Obsah

Vlastnosti a provozní informace	2
Hlava a krk	
Podložka pod hlavu obličejem dolů	3
Kruhová podložka hlavy	3
Podložka pod hlavu – podkova	4
Kónická podložka hlavy – miska	4
Kónická podložka hlavy – podkova	4
Podložka pod hlavu s bočním vedením	5
Univerzální podložka pod hlavu	5
Univerzální podložka – tvar U	6
Kruhová podložka hlavy – kisoida	6
Podložka pro tyreodektomii	6
Horní končetiny	
Univerzální podložka pod paži	7
Ochrana lokte	7
Ochrana zápěstí	7
Trup	
Boční opora	8
Podložka pro ležící na bříše	9
Kyčelní podložka	9
Hrudní - kyčelní podložka	9
Kuličková čtvercová podložka speciálně vyvinutá pro invalidní vozíky	9
Gelový sedací polštář	10
Opěrka pro ortopedický trakční stůl	10
Kyčelní podložka	10
Kvádrová podložka	10
Klínová podložka	11
Ochrana těla	11
Dolní část těla	
Univerzální podložka – půlválec	12
Ochrana kotníku	12
Laterální podložka pod paži/nohu	13
Podložka pod patu	13
Univerzální čtvercová podložka	14
Podložka na operační stůl	14
Polohovací sety	
Polohovací sety - poloha pacienta na boku	15
Polohovací sety - poloha pacienta ležícího na bříše	15
Polohovací sety - poloha pacienta na zádech	16
Polohovací sety - litotomická poloha pacienta	16

Vlastnosti:

- vyrobeno z viskoelastického gelového polymeru
- poskytuje výbornou ochranu jednotlivých částí těla během operace
- chrání před vznikem dekubitů a poraněním nervů
- RTG transparentní a antibakteriální
- biokompatibilní
- provozní teplota: od - 10 °C do + 50°C
- snadná údržba: čištění a desinfekce
- cenově dostupné
- CE certifikováno

Upozornění:

Podložky je možno ohřívat ve vodní lázni do 37 °C.

NIKDY PODLOŽKY NEOHŘÍVEJTE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ!

Podložky je možno chladit v lednici.

NIKDY PODLOŽKY NECHLAĎTE V MRAZÍCÍM BOXU!


Bezpečnostní opatření

1. Zacházejte s podložkou opatrně.
2. Vyvarujte se kontaktu s těžkými nebo ostrými předměty.
3. Nečistěte agresivními dezinfekčními nebo čisticími prostředky. Ideální jsou dezinfekce na bázi alkoholu.
4. Skladujte ve vodorovné poloze, chraňte před přímým slunečním zářením a prachem.
5. Chraňte před ultrafialovým zářením.
6. Pro větší pohodlí pacienta v laterální poloze doporučujeme podložku přikrýt rouškou.
7. Ujistěte se, že podložka přímo pod pacientem je rovná.
8. Čtěte pozorně návod k použití a postupujte podle něho.

Čištění a dezinfekce

1. Gelové podložky z viskoelastického polymeru jsou voděodolné.
2. Nečistoty odstraňte vodou nebo čisticím prostředkem, můžete použít i alkohol.
3. Nedoporučujeme používat silné agresivní dezinfekce, jako je např. jód.
4. Chraňte před vysokou teplotou a tlakem nebo plynovou sterilizací.
5. Nenamáčejte na dlouhou dobu do dezinfekčního prostředku.
6. Nesterilizujte podložky ultrafialovým zářením.

Podložka pod hlavu obličejem dolů



Ochrana a podpora hlavy a obličeje při operacích, prováděných v poloze obličejem dolů. Klenutí podložky zajišťuje dobrý přístup k dýchacím cestám a tím usnadňuje přívod endotracheální tuby pro celkovou anestézii. Podložka může být použita také k rekonvalescenci pacienta po operaci očí.

1101 - 1 **Rozměry:** 28 x 24 x 14 cm

1101 - 2 25 x 20 x 10 cm

1101 - 3 (shora měkký gel/zespod tvrdý gel) 23 x 20 x 11 cm

1101 - 4 23 x 20 x 6 cm

1101 - 6 (shora měkký gel/zespod tvrdý gel) 28 x 24 x 14 cm

1101 - 8 (shora měkký gel/zespod tvrdý gel) 20 x 16 x 11 cm


1101 - 9 (shora měkký gel/zespod tvrdý gel) 21 x 18 x 11 cm

1101-11 (shora měkký gel/ zespod tvrdý gel) 23 x 20 x 11,5 cm
(čirá barva gelu)

1101-12 (shora měkký gel/ zespod tvrdý gel) 24 x 20 x 13 cm
(čirá barva gelu)

1101-13 (shora měkký gel/ zespod tvrdý gel) 24 x 20 x 13 cm

Kruhové podložka hlavy



Ochrana hlavy pacienta při různých chirurgických, neurochirurgických, plastických a očních zákrocích včetně ORL.

1102 - 1 **Rozměry:** 20 x 7 x 7 cm

1102 - 2 20 x 7 x 5 cm

1102 - 3 (dětská) 14 x 5 x 3 cm

1102 - 4 (dětská) 10 x 4 x 2,5 cm

1102 - 5 (novorozenecká) 8 x 3 x 2 cm

1102 - 6 20 x 7 x 3 cm

1102 - 7 (dětská) 14 x 7 x 2,5 cm

1102 - 8 (dětská) 14 x 5 x 2,5 cm

1102 - 9 18 x 10 x 3,5 cm

1102 - 10 20 x 12 x 3,5 cm

1102 - 11 22 x 15 x 3,5 cm

Podložka pod hlavu – podkova



Tvar podložky umožňuje dobrý přístup pro zavedení endotracheální tuby při operacích, kdy pacient leží na boku nebo obličejem dolů.

1103 - 1	Rozměry: 20 x 7 x 7 cm
1103 - 2	20 x 7 x 5 cm
1103 - 3 (dětská)	14 x 5 x 3 cm
1103 - 4 (dětská)	10 x 4 x 2,5 cm
1103 - 5 (novorozenecká)	8 x 3 x 2 cm
1103 - 6	20 x 7 x 3 cm
1103 - 7*	20 x 7 x 5 cm
1103 - 8	20 x 7 x 5 cm

*podložka ve tvaru podkovy bez podkladové folie

Kónická podložka hlavy – miska



Kónické podložky jsou uzpůsobené pro ochranu a podporu hlavy při operacích v horizontální poloze (neurochirurgie a ORL).

1107 - 1	Rozměry: vnější: 20 x 5 cm vnitřní: 8 x 2 cm
1107 - 2 (dětská)	vnější: 14 x 3 cm vnitřní: 6 x 1,5 cm
1107 - 3	vnější: 20 x 5 cm vnitřní: 8,5 x 3 cm

Kónická podložka hlavy – podkova




Podložky ve tvaru podkovy zajišťují pohodlí a stabilitu pacienta při operacích v poloze nznak a na boku.

Umožňuje dobrý přístup pro intubaci při celkové anestezii.

1108 - 1	Rozměry: 20 x 5,5 cm
1108 - 2 (dětská)	14 x 3,5 cm


Podložka pod hlavu s bočním vedením



Ochrana a podpora hlavy při očních a maxilofaciálních operacích. Poskytuje vysoký komfort pacientům v lokální anestezii.

1105 - 1	Rozměry: 23 x 23 x 4 cm
1105 - 2	22 x 19 x 6 cm
1105 - 3	24 x 22 x 7 (3,3) cm

Univerzální podložka pod hlavu



Slouží k uvolnění tlaku na hlavu pacienta, zajišťuje maximální podporu hlavy a prevenci otlaků. Podložku je možné také použít s příslušenstvím operačního stolu. Zajistí podporu a ochranu kolen a perinea v pozici na boku.

1106 - 1	Rozměry: 25 x 23 x 6 cm
1106 - 2	25 x 18 x 3 cm
1106 - 3	45 x 15 x 10 cm

Univerzální podložka – tvar U



Opora hlavy a krku při operacích v poloze nznak.
Možnost využití pro ochranu ramene, boku nebo kole-
na při operacích na boku.

1104

Rozměry: 18 x 18 x 8cm (4 cm)

Kruhová podložka hlavy – kisoida



Podložky jsou určeny pro podporu hlavy v poloze
nznak při neurochirurgických a ORL operacích.

1109 - 1

Rozměry: 20 x 7 x 4 cm (-1,5 cm)

1109 - 2

20 x 9 x 5 cm (-1,5 cm)

Podložka pro tyreodektomii



Ochrana a podpora krku při operacích štítné žlázy.

Podložka pomáhá rozšířit operační pole. Doporučeno
používat v kombinaci s 1110 - 2.

1110 - 1 (pěnový základ) Rozměry: 40 x 30 x 12 cm

1110 - 2 vnější: 14 x 4,5 cm

vnitřní: 6 x 3 cm

1110 - 3 (základ z tvrzené pěny) 48 x 39 x 9 cm

Horní končetiny

Univerzální podložka pod paži



Ochrana bicepsu, lokte a předloktí.

2101 - 1 **Rozměry:** 40 x 16 x 1 cm

2101 - 2 60 x 16 x 1 cm

2101 - 3 75 x 16 x 2 cm

2101 - 4 50 x 15 x 1,5 cm

Ochrana lokte



Chrání loket a brání poranění nervů.

2102 **Rozměry:** 40 x 15 x 1,5 cm

Ochrana zápěstí




Chrání zápěstí a brání poranění nervů.

2103 **Rozměry:** 25 x 5 x 1 cm

2103 - 1 32 x 5 x 1 cm

Boční opora



Využití při všech operacích, kdy pacient leží na boku.

Poskytuje ochranu ramene a horní končetiny, zmírňuje tlak na nervovou tkáň.

3101 - 1 (základ z tvrdé pěny) **Rozměry:** 72 x 46 x 15 cm

3101 - 2 (pěnový základ) 79 x 50 x 16 cm

Ilustrace použití boční opory

- 1) Nastavte horní část operačního lůžka a položte na něj OKL podložku.




- 2) Položte pacienta do polohy naznak a proveďte anestezii.



- 3) Přesuňte pacienta do polohy na boku a začněte operaci.



Podložka pro ležící na břiše



Ochrana hrudníku a pánve, snižuje tlak na hrudník, zachovává dobrou úroveň respirační a oběhové funkce při operacích krční páteře.

3102 - 1 (základ z tvrzené pěny) **Rozměry:** 63 x 46 x 13 cm

3102 - 3 (pěnový základ) 60 x 49 x 18 cm

Kyčelní podložka




Ochrana kyčle

3104 **Rozměry:** 50 x 40 x 1,5 cm

3104 - 14 50 x 50 x 3 cm

Hrudní - kyčelní podložka




Ochrana hrudníku a pánve, usnadňuje dýchání a oběhové funkce. Chrání před vznikem dekubitů během operací v pozici obličejem dolů. Lze využít i pro podporu ramene při operacích v pozici naznak a k uvolnění celé hrudi při operacích srdce.

3103 **Rozměry:** 50 x 20 x 7 cm

3103 - 1 (pěnová výplň) 50 x 20 x 7 cm

3103 - 2 (dětská) 7 x 4 x 4 cm

Kuličková čtvercová podložka speciálně vyvinutá pro invalidní vozíky



Ochrana pánve a křížové kosti před tvorbou dekubitů.

3104 - 1 **Rozměry:** 50 x 40 x 1,8 cm

3104 - 3 40 x 41 x 1,8 cm


3104 - 4 43 x 41 x 1,8 cm

3104 - 5 46 x 41 x 1,8 cm

3104 - 6 46 x 41 x 2,8 cm

3104 - 7 50 x 41 x 2,8 cm

Gelový sedací polštář



Prevence pro dlouhodobě sedící, před a pooperační péče po zákrocích v oblasti pánve a kyčlí.

3104-2

Rozměry: 40 x 30 x 5 cm

Opěrka pro ortopedický trakční stůl




Chrání před proleženinami v perineální oblasti

3105

Rozměry: 27 x 20 x 1,5 cm

Kyčelní podložka



Prevence pro dlouhodobě sedící, před a pooperační péče po zákrocích v oblasti pánve a kyčlí.

3104-15

Rozměry: 46 x 21 x 2,8 cm

Kvádrová podložka



Kvádrová podložka umožňuje nastavení pozice kotníku a kolena a zajišťuje jejich ochranu a podporu v operační pozici nznak. Může být také využita pro podporu ramene, hrudníku a lopatky v pozici na břiše a k ochraně podpaží v pozici na boku.

3109 - 1

Rozměry: 50 x 12 x 10 cm

3109 - 2

40 x 12 x 10 cm

3109 - 3

30 x 12 x 10 cm

3109 - 4

20 x 12 x 10 cm

3109 - 5 (dětská)

10 x 5 x 5 cm


3109 - 7

25 x 12,5 x 5 cm

3109 - 8

28 x 12 x 5 cm

Klínová podložka



Podpora a ochrana oblasti pasu, jater nebo sleziny při polohách s bočním náklonem a naznak. Podložka pomáhá rozšířit operační pole.

3107 - 1 **Rozměry:** 30 x 18 x 7 cm / 3 cm

3107 - 2 25 x 15 x 6 cm / 2 cm

3107 - 3 30 x 22 x 5 cm / 1 cm

3107 - 4 30 x 13 x 5 cm / 2 cm

3107 - 5 30 x 18 x 12 cm / 8 cm

3107 - 6 50 x 12 x 10 cm / 4 cm

3107 - 9 35 x 15 x 6 cm / 2 cm

3107 - 10 36 x 32 x 9 cm / 0 cm

Ochrana těla



Zajišťuje bezpečnou stabilizaci těla a kloubů, chrání před poraněním.

3106

Rozměry: 60 x 7 x 1 cm


Univerzální podložka – půlválec



Ochrana hrudníku a pánve při operacích břicha, pro kotník a koleno v pozici naznak a pro podpaží v pozici na boku. Rozmanité využití při mnoha dalších operacích.

4101 - 1	Rozměry: 30 x 15 x 7 cm
4101 - 2	30 x 10 x 4 cm
4101 - 3	50 x 15 x 7 cm
4101 - 4	50 x 10 x 4 cm
4101 - 5	30 x 10 x 7 cm
4101 - 6	50 x 10 x 7 cm
4101 - 7 (pěnová výplň)	30 x 15 x 7 cm
4101 - 8 (pěnová výplň)	50 x 15 x 7 cm
4101 - 9	20 x 15 x 7 cm
4101 - 10 (dětská)	20 x 10 x 7 cm
4101 - 11	40 x 15 x 7 cm
4101 - 12	50 x 15 x 10 cm
4101 - 13	50 x 10 x 10 cm
4101 - 14	50 x 15 x 12 cm
4101 - 15 (dětská)	25 x 10 x 7 cm
4101 - 16	30 x 22 x 5 cm
4100 - 17	40 x 15 x 4 cm

Ochrana kotníku



Fixace a ochrana kotníku.

4105	Rozměry: 45 x 7 x 1 cm
------	------------------------

Laterální podložka pod paži/nohu



Ochrana kolena a paže v pozici obličejem dolů.

4102 - 1	Rozměry:	50 x 15 x 4 cm
4102 - 2		40 x 15 x 4 cm
4102 - 3		60 x 15 x 4 cm
4102 - 5		52 x 14,5 x 5,5 cm
4102 - 6		60 x 15 x 6 cm
4102 - 7		30 x 15 x 4 cm
4102 - 8		30 x 10 x 3 cm

Podložka pod patu




Ochrana paty bez použití závěsného zařízení.

Pacientův kotník se uloží do výřezu v podložce.

Podložka 4103-1 může být také využita pro podporu krku při operacích v poloze naznak.

4103	Rozměry:	15 x 8 x 4,5 cm
4103 - 1		18 x 10 x 7 cm
4103 - 2		42 x 30 x 1 cm

Univerzální čtvercová podložka



Podložka se používá na stojany a podpěry nohou. Chrání před dekubity a poraněním nervů, zajišťuje ochranu kolena při litotomii a ramena nebo kyčle v pozici na boku.

4104 - 1	Rozměry: 30 x 20 x 1,5 cm
4104 - 2	40 x 24 x 1,5 cm
4104 - 3	50 x 30 x 1,5 cm
4104 - 4	17 x 11 x 1,5 cm
4104 - 5	50 x 15 x 3 cm
4104 - 6	75 x 30 x 1,5 cm
4105 - 10	75 x 50 x 2 cm

Podložka na operační stůl



Pokrývá celý operační stůl a rovnoměrně rozkládá tělesnou hmotnost pacienta.

5101	(komplet 5101-1, 5101-2, 5101-3)
5101 - 1	Rozměry: 50 x 23 x 1,5 cm (hlava)
5101 - 2	100 x 50 x 1,5 cm (tělo)
5101 - 3	50 x 50 x 1,5 cm (nohy)
5101 - 6	100 x 50 x 1,5 cm (s otvorem)
5101 - 7	50 x 50 x 1,5 cm (s otvorem)
5101 - 10	180 x 50 x 1,5 cm (bez otvoru)

Páska pro opravu gelových podložek

Páska se používá k opravě drobných poškození gelových podložek. Vždy se prosím řiďte návodem k použití, který je součástí balení.

RP01 Rozměry: 9 x 12 cm



Polohovací sety

Poloha pacienta na boku - doporučené podložky



Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podkova pod hlavu	1103-2	20x7x5	1
Boční opora	3101-1	72x46x15	1
Lat. pod paži/nohu	4102-1	50x15x4	2
Ochrana těla	3106	60x7x1	1

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Univerzální půlválec	4101-4	50x10x4	1
Podložka tunel	4107-1	64x46x25	1
Univerzální podložka hlavy	1106-1	25x23x6	1

Poloha pacienta ležícího na břiše - doporučené podložky



Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podložka pod hlavu obličejem dolů	1101	28x24x14	1
Lat. pod pod. paži/nohu	4102-1	50x15x4	3

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podložka pro ležící na břiše	3102-1	63x46x15	1
Univerzální půlválec	4101-14	50x15x12	1

Výše uvedené typy podložek jsou pouze doporučením výrobce. Je nutné provést individuálně odborné posouzení výběru vhodných podložek.

Polohovací sety

Poloha pacienta na zádech - doporučené podložky



Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podložka pod hlavu kruhová	1102-2	20x7x5	1
Podložka pod hlavu	5101-1	23x50x1,5	1
Podložka na operační stůl	5101-2	100x50x1,5	1
Podložka na operační stůl	5101-3	50x50x1,5	1
Lat. pod. pod paži/nohu	4102-1	50x15x4	2

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Ochrana zápěstí	2103-1	32x5x1	2
Klínová podložka	3107-3	30x22x5/1	2
Univerzální půlválec	4101-3	50x15x7	2
Podložka pod patu	4103-1	18x10x7	2

Litotomická poloha pacienta - doporučené podložky



Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Konická podložka hlavy-miska	1107-1	20x5 (8x2)	1
Univerzální podložka hlavy	1106-1	25x23x6	1
Univerzální podložka pod paži	2101	50x15x4	2

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Kyčelní podložka	31041	50x40x15	1
Univerzální čtvercová podložka	4104-3	50x30x1,5	2

Výše uvedené typy podložek jsou pouze doporučením výrobce. Je nutné provést individuálně odborné posouzení výběru vhodných podložek.



DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče



Gelový sedací polštář

Bezpečný, pohodlný, měkký

Patentovaný design gelového sedacího polštáře vznikl v souladu s anatomíí pánevního dna. Gelový polštář značnou měrou redukuje tlak na pánevní oblast při sezení. Umožňuje cévní zásobení, uvolnění křečí, otoků a redukcí bolesti po chirurgických výkonech. Gelový polštář je vhodný zejména pro pacienty s problémy v oblasti análního otvoru, kostrče, pánevní kosti, genitálií a kyčlí.

Materiál: viskoelastický gelový polymer, který rozkládá váhu a redukuje tlak.

Soft as Water  Care to the detail.

- Využití:**
1. Prevence pro dlouhodobě sedící (zaměstnanci kancelářů, řidiči, atd.)
 2. Před a pooperační péče po zákrocích v pánevní oblasti.
 3. Péče o pacienty s onemocněními pánevního dna a kyčlí





Kontaktní informace na obchodní zástupce

obchodní ředitel

Aleš Chaloupka

mobil: 778 750 850

e-mail: aleschaloupka@dahl.cz

Severozápadní Čechy, Praha

Miroslav Hanzlík

mobil: 778 441 327

e-mail: miroslavhanzlik@dahl.cz

Jihozápadní Čechy, Plzeň, Praha

David Rada

mobil: 777 199 604

e-mail: davidrada@dahl.cz

Produktový specialista

Pavel Bartoň

mobil: 777 199 605

e-mail: pavelbarton@dahl.cz

Severní Morava

Petra Svačinková

mobil: 777 199 610

e-mail: petrasvacinkova@dahl.cz

Jižní Morava, Brno

Dáša Stračárová

mobil: 777 199 638

e-mail: dasastracarova@dahl.cz

Východní Čechy

Vladimír Kadlec

mobil: 777 199 606

e-mail: vladimirkadlec@dahl.cz

© DAHLHAUSEN CZ 2/2016 DA