

... intenzivní péče



Studené/teplé sáčky Kawa

Studené/teplé kompresivní brýle

Rychlé chladové sáčky Quick cold

Fonendoskopy

Gel pro sonografii a příslušenství

Zásobníky a kelímky na medikamenty

Tyčinky na hygienu dutiny ústní

Bezpečnostní lanceta

Tlaková zaškrcovadla

Podložky pro manipulaci s pacientem

Ústní hygiena

Tlakové manžety SafePress

Pomůcky pro míchání cementu

Spotřební materiál



Studené/teplé sáčky KAWA

- užití tam, kde pomáhá v léčbě teplo či chlad
- ekologické polyetylenové obaly - bez PVC
- flexibilní i při velkém podchlazení
- opakované a střídavé použití - extrémní trvanlivost
- netoxický gel
- udržení tepla nebo chladu až 2 hodiny
- použití: natržení šlach, vymknutí, vyvrtnutí, otoky, křeče, sportovní lékařství, pooperační terapie, ortopedie, gynekologie, neurologie, stomatologie atd.

poučení před použitím:

- chladu dosáhneme umístěním sáčku do ledničky či mrazničky
- tepla dosáhneme ponořením do vody max. 60°C (při varu může dojít k rozvolnění švů) nebo krátkodobě v MVT
- před použitím vložit do ochranného obalu
- doba přiložení stejně jako časový interval mezi jednotlivým přiložením cca 30 minut

STUDENÉ/TEPLÉ SÁČKY KAWA

katalogové číslo	popis	balení ks
93.000.00.240	sáček mini, velikost 11x14 cm, modrý	1/10
93.000.00.241	sáček universal, velikost 11x28 cm, modrý	1/25
93.000.00.242	sáček terapie, velikost 16x26 cm, modrý	1/15
93.000.00.243	sáček spezial I, velikost 20x34, modrý	1/10
93.000.00.245	sáček collar/small, velikost 7,5x35, modrý	1/10
93.000.00.350	sáček universal, velikost 11 x 28 cm, průhledný	1/25
93.000.00.401	sáček mini, velikost 11 x 14 cm, průhledný	1/10
93.000.00.402	sáček terapie, velikost 16 x 26 cm, průhledný	1/15
93.000.00.403	sáček spezial I, velikost 20 x 34 cm, průhledný	1/10
93.000.00.405	sáček collar/small, velikost 7,5 x 35 cm, průhledný	1/10

OCHRANNÉ KRYTÍ NA KAWA SÁČKY

balení 1 ks

katalogové číslo	rozměry/cm	Typ
93.000.00.050	13x14	Mini
93.000.00.051	12x29	Universal
93.000.00.052	16x26	Therapie
93.000.00.053	21x38	Spezial I
93.000.00.054	30x40	Spezial II
93.000.00.055	7,5x35	Límeč - děti (krátký)
93.000.00.056	7,5x52	Límeč - dospělí (dlouhý)



Studené/teplé kompresivní brýle

93.600.00.100

balení 1 ks

- univerzální stříh a upevnění (suchý zip, přilne na každou tvář a spánky)
- antimigrenózní účinek, otírání pór usnadňuje pronikání krémů, proti vráskám
- udržení tepla a chladu až 2 hodiny
- použití: teplo - chřipka, kašel, rýma, zánět dutin, migréna (pozdní fáze), chlad - migréna (počáteční fáze), otoky

... intenzivní péče



Rychlé chladové sáčky Quick cold 15 x 21 cm

93.000.00.048

balení 1 ks

- okamžitá chladová komprese u akutních stavů
- vnitřní sáček s tekutinou obklopen zrnitou substancí
- tlakem dojde k porušení vnitřního sáčku, a tím k chemické reakci vedoucí k okamžitému chladu
- na jedno použití



Fonendoskopy

typ Schwestern

76.001.00.000 - černý

76.001.00.001 - modrý

76.001.00.002 - zelený

76.001.00.003 - červený

balení 1 ks

- sesterský



typ Panascope

76.001.00.004 - černý

76.001.00.200 - různé barvy

balení 1 ks

... intenzivní péče



Gel pro sonografii

lahev 250 ml	93.050.00.425	balení 1 ks/24 ks karton
lahev 500 ml	93.050.00.435	balení 1 ks/20 ks karton
lahev 1000 ml	93.050.00.443	balení 1 ks/12 ks karton
lahev 1000 ml - tužší konzistence	93.050.00.444	balení 1 ks/12 ks karton
kanystr 5000 ml	93.050.00.048	balení 1 ks/ 4 ks karton



Pumpa na gel k balení 5000 ml - kanystr

93.050.00.449
balení 1 ks



Gel pro sonografii balení 5000 ml - vak

93.050.00.050 - s kohoutkem
93.050.00.051 - samostatný kohoutek
balení 1 ks



Zásobník na tablety

92.705.00.002
balení 1 ks

- pohotově k použití
- ulehčuje práci sester
- přehledný systém dávkování léčiv během celého dne
- výhodné také pro starší pacienty v domácím ošetření

Kryt zásobníku na tablety

92.704.00.010
balení 1 ks

... intenzivní péče




Kelímky na medikamenty

kalibrované, balení 90/9000 ks

katalogové číslo	barva
68.414.21.004	průhledná
68.414.23.003	žlutá
68.414.24.003	červená
68.414.25.003	modrá
68.414.26.003	zelená



Víčka pro kelímky na medikamenty

68.663.12.904
balení 500/4000 ksStojan na zásobníky a kelímky pro
19 zásobníků a 19 kelímků92.703.00.000
balení 1 ks

Týčinky na hygienu dutiny ústní

- 32.000.00.020
balení 75/1500 ks
- s glycerinem a citronovým extraktem
 - 10 cm dlouhé
 - bez cukru (vhodné i pro diabetiky)
 - chráněno před světlem



Bezpečnostní lanceta

- 10.000.00.025
balení 100/4000 ks
- 25G, 2,2 mm, s předem natáhnutou spouští
 - třída ZP IIa
 - předem formovaná, jednorázová
 - bezpečná náhrada za klasická kopíčka

... intenzivní péče

**Tlakové zaškrcovadlo**

5020 - pro dospělé
 5085 - pro děti - motiv dino
 5086 - pro děti - motiv klaun
 balení 1 ks

- z pružného materiálu
- snadná manipulace jednou rukou
- snadné uvolnění škrtidla
- okamžité rozepnutí
- autoklávatelné do 121°C

**Zdravotnické škrtidlo s automatickou přezkou**

KVS AA25500

balení 1 ks

- k zastavení krvácení v urgentní medicíně, před chirurgickým výkonem
- lokalizace cév při odběrech krve
- omezení krvácení při akutních chirurgických výkonech
- první pomoc při uštknutí a poranění

- ✓ **Možno prát běžnými pracími prostředky.**
- ✓ **Velice jednoduché použití.**

**FlexiSlide**

- podložka pro snadnou manipulaci s pacientem
- speciální povrch usnadňující manipulaci
- k jednorázovému použití
- vhodné i pro obézní pacienty – testováno na 400 kg váhy
- bez latexu
- balení je lehké a jednotlivě balené – vhodné pro transport
- cenově výhodné řešení manipulace s pacientem
- pro použití v nemocnicích, v nemocnicích pro dlouhodobě nemocné, v psychiatrických nemocnicích, pro zdravotnickou záchrannou službu, pro sanatoria a další

105089	120 x 85	1 ks
105093	120 x 115	1 ks
1029	195 x 85	1 ks
1061	195 x 115	1 ks

... intenzivní péče

**Základní set pro péči o dutinu ústní**

STERILE R

43.004.66.500
balení 10/120 ks

set obsahuje:

- 1 rukojeť s regulátorem odsávání
- 1 kartáček s odsáváním
- 3 aplikátory – houbičky s odsáváním

**Rukojeť s regulátorem odsávání**

STERILE R

43.004.66.502
balení 50/300 ks

**Aplikátor – houbička s odsáváním**

STERILE R

43.004.66.503
balení 50/100 ks

**Zubní kartáček s odsáváním**

STERILE R

43.004.66.501
balení 50/300 ks

**Jednorázový zubní kartáček s pastou**

76.800.80.000
balení 100 ks
jednotlivě balený

- délka 16,5 cm
- materiál rukojeti: polystyrol, materiál štěteček: nylon



Tlaková manžeta SafePress

Pro opakované použití

43.018.00.013
500 ml
balení 1/10 ks

43.019.00.013
1000 ml
balení 1/5



Pro jednorázové použití

43.018.00.012
500 ml
balení 1/10 ks

43.019.00.012
1000 ml
balení 1/5 ks



Pomůcky pro míchání zdravotnického cementu

Miska nesterilní - samostatná

07.017.00.024
balení 10 ks

Špachtle/špátle nesterilní - samostatná

07.017.00.025
balení 10 ks

Set na míchání cementu - sterilní

07.082.11.000
balení 1/10 ks

STERILE R

Set na míchání cementu - nesterilní

99.082.11.000
balení 1/10 ks