



... intenzivní péče



Matrace

Polohovací pomůcky

Polštáře

Novorozenecké výrobky

Tempur Med

TEMPUR-MED je viskoelastický materiál z otevřených buněk, který reaguje na teplotu těla a přizpůsobí se jeho tvaru. Tak dochází k pozvolnému rozložení veškerého tlaku a váhy těla na větší plochu. Vzhledem k technologii umožňující produkovat viskoelastický materiál různé hustoty a tvrdosti jsou k dispozici i matrace s nosností až 240 kg pro bariatické pacienty. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.

- zmírňuje potíže se zády, šíjí a klouby
- snižuje tlak tam, kde je to nejvíc potřebné
- poskytuje celému tělu maximální oporu
- páteř a klouby spočívají ve svých přirozených polohách
- vhodné pro pacienty se středním nebo vysokým rizikem vzniku proleženin
- velmi pružný materiál potahu
- voděodolný
- poloprodyšný (směrem ven)
- antibakteriální impregnace
- vhodný pro alergiky
- žáruvzdorný
- snadno udržovatelný

Všechny výrobky jsou dodávány v nepromokavém prodyšném potahu TEMPUR-MED z polyuretanu. Potah lze prát v pračce, čistit a dezinfikovat běžnými čistidly a dezinfekčními prostředky používanými v nemocnicích.

matrace



15 cm Premier

102104	80 x 200 x 15 cm
102502	85 x 200 x 15 cm
103503	90 x 200 x 15 cm

14 cm Standard Hospital

102026	80 x 200 x 14 cm
103134	90 x 200 x 14 cm

12 cm Basic

103092	90 x 200 x 12 cm
--------	------------------




7 cm Krycí matrace


112604	90 x 200 x 7 cm
--------	-----------------

... intenzivní péče
polohovací pomůcky

	<p>Podložka na operační stůl - jednodílná</p> <p>119999 50 x 200 x 7 cm</p>
	<p>Podložka na operační stůl - třídílná</p> <p>119993* 50 x 200 x 7 cm</p> <p>*„v objednávce uvádějte třídílná“</p>
	<p>Podložka na operační stůl - pětídílná</p> <p>119993* 50 x 200 x 7 cm</p> <p>*„v objednávce uvádějte pětídílná“</p>
	<p>Operační polohovací sada - třídílná</p> <p>109981 50 x 80 x 18,5/10 cm</p>
	<p>Zádová opěrka do postele</p> <p>124630 70 x 40 x 1/5/1 cm</p>

**Polohovací válec**

125100	10 x 40 cm
125110	15 x 40 cm

**Boční opora**

124701	35 x 15 x 9 cm
124711	45 x 15 x 9 cm

**Polštář pod nohy „vlna“**






180338	50 x 75 x 15/0 cm
--------	-------------------

**Opěrka nohou dvojitá**

180505	27 x 20 x 20 cm
--------	-----------------

**Opěrka nohou jednoduchá**

180520	27 x 20 x 10 cm
--------	-----------------


	Bederní podložka
	137115 36 x 36 cm
	Bederní podložka Transit
	137232 30 x 25 x 6 cm
	Sedadlový klín k PC
	124510 40 x 40 x 9/1 cm (svařovaný)
	Sedadlový polštářek
	131477 40 x 42 x 5 cm
	Operační krční polštář
	123085 25 x 30 x 10/7 cm

**Operční krční opora**

122910	30 x 25 x 10/5,5 cm
--------	---------------------

**Operční podložka pod paže**

118948	16 x 61 x 7 cm
118941	18 x 60 x 8 cm

polštáře**Original**

120039	S	50 x 31 x 8/5 cm
121028	M	50 x 31 x 10/7 cm
121629	L	50 x 31 x 11,5/8,5 cm

**Comfort 80 x 40 cm**

180706	80 x 40 cm (šitý)
180730	80 x 40 cm (svařovaný)

**Comfort 70 x 50 cm**

180676	70 x 50 cm (šitý)
180729	70 x 50 cm (svařovaný)

**Univerzální polštář**

125023	35 x 20 x 10 cm (šitý)
125523	50 x 20 x 10 cm (šitý)
125151	40 x 15 x 6 cm (svařovaný)
125211	50 x 16 x 8 cm (svařovaný)

**Multi**

125651	34 x 30 x 8/1 cm (šitý)
125652	34 x 30 x 8/1 cm (svařovaný)
125675	50 x 30 x 8/1 cm (šitý)
125677	50 x 30 x 8/1 cm (svařovaný)
125709	68 x 30 x 8/1 cm (šitý)

**Polštář do invalidního vozíku**

127609	40 x 40 x 5 cm
127552	40 x 40 x 7,5 cm
128073	43 x 43 x 5 cm
128128	43 x 43 x 7,5 cm
128519	45 x 40 x 5 cm
128550	45 x 40 x 7,5 cm

**Polštář do invalidního vozíku, tvarovaný**

127511	40 x 40 x 9/5 cm
128013	43 x 43 x 9/5 cm
128501	45 x 40 x 9/5 cm

... intenzivní péče

novorozenecké výrobky

**Opěrka nohou do inkubátoru**

118985	27 x 18 x 3 cm
118980	21 x 16 x 2 cm

**Polohovací válec do inkubátoru**

118960	5 x 20 cm
118965	6 x 25 cm

**Pořtář do inkubátoru**

118955	L	20 x 3 cm
118950	S	15 x 3 cm