



... intenzivní péče



Močové katétry jednorázové

Močové katétry permanentní

Katétrové uzávěry

Močové sáčky

Závěs na močové sáčky

Močové pohárky

Urologie

## ... intenzivní péče

## Močové katétry jednorázové



## Močové katétry jednorázové

STERILE EO

## ženský

- uzavřený zaoblený konec - rovný,
- dva boční otvory, délka 20 cm

balení 100/800 ks

katalogové číslo	Ø/Ch
07.032.10.100	10
07.032.12.100	12
07.032.14.100	14
07.032.16.100	16
07.032.18.100	18




## mužský - NELATON

STERILE EO

- uzavřený zaoblený konec - rovný,
- dva boční otvory, délka 40 cm

balení 100/800 ks

katalogové číslo	Ø/Ch
07.090.08.100	8
07.090.10.100	10
07.090.12.100	12
07.090.14.100	14
07.090.16.100	16
07.090.18.100	18
07.090.20.100	20
07.090.22.100	22
07.090.24.100	24



## mužský - TIEMANN

STERILE EO

- uzavřený zaoblený konec - zahnutý,
- dva boční otvory, délka 40 cm

katalogové číslo	Ø/Ch	balení/ks
7.091.10.200	10	100/600
07.091.12.200	12	100/600
07.091.14.200	14	100/600
07.091.16.200	16	100/600
07.091.18.200	18	100/600
07.091.20.200	20	100/600
07.091.22.200	22	100/300
07.091.24.200	24	100/300



## Katétr typ Folley - Nelaton

STERILE EO

- latex/silikon
- doba použití 3-5 dní

Pro dospělé - balónek o objemu 5 – 15 ml, délka 40 cm  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.100.14.212	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 12
23.100.14.214	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 14
23.100.14.216	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 16
23.100.14.218	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 18
23.100.14.220	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 20
23.100.14.222	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 22
23.100.14.224	Nelaton, balónek 5-15 ml, CH 24

Pro dospělé - balónek o objemu 30 – 45 ml  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.100.24.216	Nelaton, balónek 30-45 ml, CH 16
23.100.24.218	Nelaton, balónek 30-45 ml, CH 18
23.100.24.220	Nelaton, balónek 30-45 ml, CH 20
23.100.24.222	Nelaton, balónek 30-45 ml, CH 22
23.100.24.224	Nelaton, balónek 30-45 ml, CH 24

Pro děti - balónek o objemu 3 a 3 – 5 ml  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.100.14.206	Nelaton dětský, 3 ml, CH 6
23.100.14.208	Nelaton, balónek dětský, 3-5 ml, CH 8
23.100.14.210	Nelaton, balónek dětský, 3-5 ml, CH 10

## ... intenzivní péče

## Močové katétry permanentní - celosilikonové



## Katétr typ Folley-Nelaton

- balónkové celosilikonové
- doba zavedení až 30 dní

STERILE EO

Pro dospělé - balónek o objemu 5 – 10 ml, délka 41 cm  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.000.14.212	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 12
23.000.14.214	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 14
23.000.14.216	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 16
23.000.14.218	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 18
23.000.14.220	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 20
23.000.14.222	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 22
23.000.14.224	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 24

Pro dospělé - balónek o objemu 30 ml, délka 41 cm  
balení 10/100 ks


Katalogové číslo	Popis
23.000.24.216	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 16
23.000.24.218	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 18
23.000.24.220	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 20
23.000.24.222	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 22
23.000.24.224	Nelaton, 5 - 10 ml, CH 24

Pro děti - balónek o objemu 1,5 a 3 ml, délka 31,9 cm  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.000.14.206	Nelaton, dětský 1,5 ml, CH 6
23.000.14.208	Nelaton, dětský 3 ml, CH 8
23.000.14.210	Nelaton, dětský 3 ml, CH 10

## ... intenzivní péče

## Močové katétry permanentní - celosilikonové



## Katétr typ Folley - Tiemann

STERILE EO

- balónkové celosilikonové
- doba zavedení až 30 dní

## Výhody silikonového katétru nad latexovým:

- biokompatibilní
- delší doba použití – až 4 týdny
- u latexového 3 – 5 dní

Pro dospělé - balónek o objemu 5 – 10 ml, délka 41 cm  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.000.20.212	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 12
23.000.20.214	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 14
23.000.20.216	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 16
23.000.20.218	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 18
23.000.20.220	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 20
23.000.20.222	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 22
23.000.20.224	Tiemann, 5 - 10 ml, CH 24

Pro děti - balónek o objemu 3 – 5 ml, délka 31,9 cm  
balení 10/100 ks

Katalogové číslo	Popis
23.000.20.210	Tiemann, dětský 3 - 5 ml, CH 10

## ... intenzivní péče

**Katétrový uzávěr s rukojetí**

STERILE EO

07.037.00.000  
balení 100/1200 ks  
• modrý

**Katétrový uzávěr bez rukojetí**

STERILE EO

56.000.13.630  
balení 100/1500 ks  
• zelený


**Močové sáčky****1,5 l, hadice 86 cm, bez výpusti**

53.072.15.090  
balení 250 ks

**1,5 l, baleny jednotlivě, hadice 86 cm, bez výpusti**

STERILE EO

53.074.15.090  
balení 100 ks

**1,5 l s antirefluxní chlopní, hadice 86 cm, bez výpusti**

53.075.15.090  
balení 250 ks

**1,5 l, baleny jednotlivě, antirefluxní chlopeň, hadice 86 cm, bez výpusti**

STERILE EO

53.076.15.090  
balení 100 ks



### Močové sáčky

STERILE EO

#### 2 l, antirefluxní chlopeň, křížový uzávěr

53.077.22.090  
balení 200 ks

#### 2 l, nesterilní, antirefluxní chlopeň, křížový uzávěr

53.077.21.090  
balení 25/250 ks




#### Typ D-6, 2,0 l, s vypouštěcím ventilem, uzavřený systém jímání moči, Pasteurova komůrka, antirefluxní ventil

STERILE EO

53.712.06.000  
balení 20 ks

- silikon-kaučuková membrána pro sterilní odběr moči
- hadice 120 cm
- použitelné na 7 dnů



#### Pro děti, samolepící, bez vypouštěcího ventilu, unisex

76.380.42.000  
balení 100 ks



### Závěs na močové sáčky II

53.711.02.051  
balení 10 ks

