



DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Chirurgie





Obsah

Skalpely, čepelky a příslušenství	3
Embolektomické, biliární a okluzní katetry	7
Operační sání	11
Systém hrudní drenáže	22
Drenážní systémy a drény	28
RF elektrochirurgie	39
EndoTorch	48
SurgiTractor	49



Skalpely, čepelky a příslušenství

Extrakce stehů

Holítka, pinzety

Skin markery



Jednorázové skalpely a čepelky



10



11



12



15



18



19



20



21



22



23



24

Jednorázové skalpely a čepelky Prázisa plus

Velikost	Skalpely	Balení skalpelů	Čepelky	Balení čepelék
10	11.000.00.510	10	11.000.00.610	100
11	11.000.00.511	10	11.000.00.611	100
12	11.000.00.512	10	11.000.00.612	100
15	11.000.00.515	10	11.000.00.615	100
18	11.000.00.518	10	11.000.00.618	100
19	11.000.00.519	10	11.000.00.619	100
20	11.000.00.520	10	11.000.00.620	100
21	11.000.00.521	10	11.000.00.621	100
22	11.000.00.522	10	11.000.00.622	100
23	11.000.00.523	10	11.000.00.623	100
24	11.000.00.524	10	11.000.00.624	100

Jednorázové skalpely a čepelky Prázisa economic

Velikost	Skalpely	Balení skalpelů	Čepelky	Balení čepelék
10	11.000.00.710	10	11.000.00.810	100
11	11.000.00.711	10	11.000.00.811	100
12	11.000.00.712	10	11.000.00.812	100
15	11.000.00.715	10	11.000.00.815	100
18	11.000.00.718	10	11.000.00.818	100
19	11.000.00.719	10	11.000.00.819	100
20	11.000.00.720	10	11.000.00.820	100
21	11.000.00.721	10	11.000.00.821	100
22	11.000.00.722	10	11.000.00.822	100
23	11.000.00.723	10	11.000.00.823	100
24	11.000.00.724	10	11.000.00.824	100



11.000.10.919

Jednorázové bezpečnostní skalpely s ochranou ostří

Velikost	Kat.č.	Barva	Balení
10	11.000.10.910	Červená	10
11	11.000.10.911	Zelená	10
15	11.000.10.915	Modrá	10
18	11.000.10.918	Světle zelená	10
19	11.000.10.919	Slonovinová	10
20	11.000.10.920	Oranžová	10
21	11.000.10.921	Hnědá	10
22	11.000.10.922	Černá	10
23	11.000.10.923	Fialová	10
24	11.000.10.924	Šedá	10



QFYGEN

Odstraňovač čepelek

Kat.č.	Popis produktu	Balení
QFYGEN	Quicksmart BladeFlask - Oddělovač skalpelových čepelek	1
1150	Montážní sada pro uchycení	1



11.000.00.340

Skapelová rukojeť

Kat.č.	Popis	Vhodné pro	Balení
11.000.00.330	Krátká č. 3	čepelky č. 10, 11, 12, 15	1
11.000.00.340	Krátká č. 4	čepelky č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1
11.000.00.341	Dlouhá č. 4L	čepelky č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1



93.800.00.000

Set na extrakci stehů

Kat.č.	Obsah balení	Sterilní	Balení
93.800.00.000	Jednorázová pinzeta, 2ks mula, nůž na stehy s rukojetí	ano	100



11.000.00.090

Nůž na stehy

Kat.č.	Typ	Sterilní	Balení
11.000.00.020	Dlouhý 11 cm	ano	100
11.000.00.010	Krátký 6,4 cm	ano	100
11.000.00.025	Dlouhý 11 cm s rukojetí	ano	10
11.000.00.090	Dlouhý 14,7 (11,7) cm s bezpečnostní rukojetí	ano	10



11.000.00.036

Šití a odstraňování svorek

Kat.č.	Název	Sterilní	Balení
11.000.00.035	Chirurgická kožní sešíváčka	ano	5
11.000.00.036	Odstraňovač kožních svorek	ano	20

Holítka, pinzety



11.000.00.014

Holítka

Kat.č.	Typ	Sterilní	Balení
10.000.00.013	Oboustranné	ano	100
10.000.00.010	Oboustranné	ne	100
10.000.00.011	Jednostranné, jednobřité	ano	200
10.000.00.012	Jednostranné, jednobřité	ne	100
10.000.00.014	Jednostranné, obličejové dvoubřité	ne	100

Pinzeta

Kat.č.	Název	Sterilní	Balení
P1012a	Pinzeta jednorázová 12,5 cm	ano	100/1000

Skin markery



66.665.01.400-404

Skin marker

- s měřítkem, k popisu operačního pole

Kat.č.	Typ	Sterilní	Balení
66.665.01.402	Ultra tenký hrot	ano	50
66.665.01.400	Tenký hrot	ano	50
66.665.01.404	Široký hrot	ano	50



Embolektomické katetry
Biliární katetry
Okluzní katetry
Identifikační smyčky



Embolektomické katetry

- celosilikonové katetry s extrémně hladkým povrchem, který usnadňuje manipulaci v arteriích
- atraumatické zakončení katetru snižuje riziko poškození intimy cév
- silikonový balónek je integrální součástí katetru a tím je zajištěno (na rozdíl od polyuretanových či PVC katetrů s latexovým balónkem) stejnoměrné rozvíjení balónku a zachování celistvosti při přeplnění a ruptuře - nedojde k uvolnění částic do krevního oběhu
- jemný spirálovitý drátěný mandrén s tvarovou pamětí zabudovaný ve stěně katetru zabezpečuje lepší manipulaci s katetrem, zviditelňuje katetr pod RTG štítem bez nutnosti aplikace RTG kontrastní látky, eliminuje nutnost použití vnitřního mandrénu, čímž zjednodušuje manipulaci při výkonu
- silikon je stálý při tělesné teplotě v prostředí krevního řečiště
- luer-lock koncovka s přiloženou bezodporovou injekční stříkačkou pro velmi malé objemy
- doporučená náplň balónku - inertní biokompatibilní tekutina (např. isotonický roztok NaCl); nedoporučuje se plnění vzduchem či jiným plynem


Embolektomické katetry - jednocestné (1 lumen)

- sterilní, RTG kontrastní

Kat.č.	Ø/F	délka/cm	Ø balónku/mm	max. objem/ml	barva	balení	ZÚM
55.000.02.040	2	40	4	0,05	fialová	6	0092322
55.000.02.060	2	60	4	0,05	fialová	6	0092323
55.000.03.040	3	40	5	0,10	zelená	6	0092324
55.000.03.080	3	80	5	0,10	zelená	6	0092325
55.000.04.040	4	40	9	0,50	červená	6	0092326
55.000.04.080	4	80	9	0,50	červená	6	0092327
55.000.04.100	4	100	9	0,50	červená	6	0092328
55.000.05.040	5	40	11	0,75	bílá	6	0092329
55.000.05.080	5	80	11	0,75	bílá	6	0092330
55.000.06.040	6	40	13	1,25	modrá	6	0092331
55.000.06.080	6	80	13	1,25	modrá	6	0092332
55.000.07.080	7	80	14	2,00	žlutá	6	0092333



55.000.02.040



55.400.03.080



Embolektomické katetry - jednocestné (1 lumen)

- sterilní, RTG kontrastní, balení neobsahuje stříkačku

Kat.č.	Ø/F	délka/cm	Ø balónku/mm	max. objem/ml	barva	balení	ZÚM
55.400.03.080	3	80	5	0,10	zelená	15	0092357
55.400.04.080	4	80	9	0,50	červená	15	0092358
55.400.05.080	5	80	11	0,75	bílá	15	0092359
55.400.06.080	6	80	13	1,25	modrá	15	0092360
55.400.07.080	7	80	14	2,00	žlutá	15	0092361

Embolektomické katetry - dvoucestné (2 lumen)

- sterilní, RTG kontrastní

Kat.č.	Ø/F	délka/cm	Ø balónku/mm	max. objem/ml	barva	balení	ZÚM
55.100.04.080	4	80	9	0,50	červená	6	0092334
55.100.05.080	5	80	11	0,75	bílá	6	0092335
55.100.06.080	6	80	13	1,25	modrá	6	0092337



55.100.04.080



55.200.03.023

Identifikační smyčky



34.000.00.250

Identifikační smyčky (sutažky), sterilní

Katalog. číslo	Typ	Velikost	Barva	Balení
34.000.00.250	Mini	0,90x1,3 mm	červená	20
34.000.00.350	Mini	0,90x1,3 mm	bílá	20
34.000.00.450	Mini	0,90x1,3 mm	modrá	20
34.000.00.550	Mini	0,90x1,3 mm	žlutá	20
34.000.00.200	Maxi	1,15x2,4 mm	červená	20
34.000.00.300	Maxi	1,15x2,4 mm	bílá	20
34.000.00.400	Maxi	1,15x2,4 mm	modrá	20
34.000.00.500	Maxi	1,15x2,4 mm	žlutá	20
34.000.00.600	Supermaxi	1,30x4,7 mm	červená	20
34.000.00.700	Supermaxi	1,30x4,7 mm	modrá	20



Biliární katetry

Biliární katetry

• sterilní, RTG kontrastní

Kat.č.	Ø/F	délka/cm	Ø balónku/mm	max. objem/ml	barva	balení	ZÚM
55.200.03.023	3	23	5	0,10	zelená	6	0092347
55.200.03.040	3	40	5	0,10	zelená	6	0092347
55.200.04.023	4	23	9	0,50	červená	6	0092347
55.200.04.040	4	40	9	0,50	červená	6	0092347
55.200.05.023	5	23	11	0,75	bílá	6	0092347
55.200.05.040	5	40	11	0,75	bílá	6	0092347
55.200.06.023	6	23	13	1,25	modrá	6	0092347
55.200.06.040	6	40	13	1,25	modrá	6	0092347
55.200.07.023	7	23	14	2	žlutá	6	0092347
55.200.07.040	7	40	14	2	žlutá	6	0092347

Okluzní katetry

Okluzní katetry

• sterilní, RTG kontrastní

Kat.č.	Ø/F	délka/cm	Ø balónku/mm	max. objem/ml	barva	balení	ZÚM
55.300.03.023	3	23	5	0,10	zelená	6	0092348
55.300.03.040	3	40	5	0,10	zelená	6	0092349
55.300.04.023	4	23	9	0,50	červená	6	0092350
55.300.04.040	4	40	9	0,50	červená	6	0092350
55.300.05.040	5	40	11	0,75	bílá	6	0092352
55.300.06.023	6	23	13	1,25	modrá	6	0092353
55.300.06.040	6	40	13	1,25	modrá	6	0092354
55.300.07.023	7	23	14	2	žlutá	6	0092355
55.300.07.040	7	40	14	2	žlutá	6	0092355



Operační sání
Sací nástavce
Odsávací sety
Spojovací hadice




Sací nástavce



07.049.06.208

Yankauer zahnutý s rukojetí



- zúžený konec
- plochý konec
- standardní zakončení



07.049.06.207

Yankauer zahnutý bez držadla


- zúžený konec
- plochý konec
- standardní zakončení



07.049.06.110

Yankauer zahnutý bez držadla a s konektorem

- zúžený konec
- plochý konec
- standardní zakončení






Sací nástavce




07.049.06.430

Sací nástavec Ileus

- pro kontrolu rozsáhlého krvácení, s rukojetí
- provedení s napojenou hadicí nebo bez hadice
- rovný



- Zahnutý



07.049.06.420

Sací nástavec Frazier

- aluminiový, potažený, neodráží světlo, flexibilní nástavec; rukojeť obsahuje integrovaný průhledný konektor s kontrolou sání
- určeno pro neurochirurgii
- jednorázový, sterilní




05.000.40.160

Sací nástavec Orthopedic

- s rukojetí a filtrem zachycujícím kostní fragmenty
- ochrana proti ucpání odsávání



05.000.40.160





Odsávací sety

Typ	Kat.č.	Popis	tvár nástavce – plochý	tvár nástavce – zahnutý	nástavec s rukojetí	zúžení pro napojení hadice	zakončení – vnější prům. (mm)	zúžený konec	distální oko	laterální oka	
YANKAUER nástavce a sety	07.049.06.110	Sací nástavec		X			6		1	4	
	07.049.06.208	Sací nástavec		X	X		6		1	4	
	07.049.06.209	Sací nástavec		X	X		6		1	4	
	07.049.06.210	Sací nástavec		X	X		6		1	4	
	07.049.06.211	Sací nástavec		X	X		6		1		
	07.049.06.207	Sací nástavec		X		X	6		1	4	
	07.049.06.559	Odsávací set		X			6		1	4	
	07.067.06.300	Odsávací set		X			6		1	4	
	07.049.06.520	Odsávací set		X	X		6		1	4	
	07.049.06.524	Odsávací set		X	X		6		1		
	07.049.06.536	Odsávací set		X	X		6		1	4	
	07.049.06.528	Odsávací set		X	X		6		1	4	
	07.049.06.527	Odsávací set		X	X		6		1		
	07.049.06.508	Odsávací set		X	X		6		1	4	
	07.049.08.110	Sací nástavec		X			8		1	4	
	07.049.08.208	Sací nástavec		X	X		8		1	4	
	07.049.08.209	Sací nástavec		X	X		8		1	4	
	07.049.08.210	Sací nástavec		X	X		8		1	4	
	07.049.08.211	Sací nástavec		X	X		8		1		
	07.049.08.207	Sací nástavec		X		X	8		1	4	
	07.049.08.215	Sací nástavec		X	X		8		1		
	07.067.08.200	Odsávací set		X			8		1	4	
	07.049.08.559	Odsávací set		X			8		1	4	
	07.067.08.300	Odsávací set		X			8		1	4	
	07.067.08.520	Odsávací set		X	X		8		1	4	
	07.067.08.558	Odsávací set		X	X		8		1		
	07.067.08.551	Odsávací set		X	X		8		1	4	
	07.067.08.528	Odsávací set		X	X		8		1	4	
	07.067.08.210	Sací nástavec		X			10		1	4	
	07.067.08.450	Sací nástavec		X			10		1		
	07.067.08.510	Odsávací set		X			10		1	4	
	07.067.08.509	Odsávací set		X			10		1	4	



STERILE EO

	stupňovitý konektor	univerzální konektor	kontrola sání	délka nástavce (mm)	průměr hadice (CH)	délka hadice (m)	zúžený konektor hadice bílý	konektor hadice bílý	zúžený konektor hadice modrý s uvedenou velikostí CH	volný konec na obou koncích	napojená hadice	Balení	Kat.č.
	X			270								60	07.049.06.110
	X			300								60	07.049.06.208
	X		X	300								60	07.049.06.209
		X		275								60	07.049.06.210
		X		270								60	07.049.06.211
				255								60	07.049.06.207
	X			240	25	2,0		1			X	30	07.049.06.559
				260	30	3,0				X		35	07.067.06.300
		X		300	25	2,0			2			50	07.049.06.520
		X		270	25	2,0			2			50	07.049.06.524
	X			300	25	3,0			2			30	07.049.06.536
		X		300	25	3,5			2			30	07.049.06.528
		X		270	25	3,5			2			30	07.049.06.527
		X		300	25	4,5			2			30	07.049.06.508
	X			270								60	07.049.08.110
	X			300								60	07.049.08.208
	X		X	300								60	07.049.08.209
		X		275								60	07.049.08.210
	X			300								60	07.049.08.211
				255								60	07.049.08.207
	X			300								60	07.049.08.215
				260	25	2,0				X		40	07.067.08.200
		X		240	30	2,0	1				X	50	07.049.08.559
				260	30	3,0				X		35	07.067.08.300
		X		300	30	2,0			2			30	07.049.08.520
		X		270	30	2,0			2			30	07.049.08.558
		X		300	30	3,0			2			30	07.049.08.551
		X		300	30	3,5			2			30	07.049.08.528
				255								60	07.049.10.210
				255								60	07.049.10.450
				255	30	2,0			2			30	07.049.10.510
				255	30	3,0			2		X	30	07.049.10.509



Odsávací sety

Typ	Kat.č.	Popis	tv ar nástavce – plochý	tv ar nástavce – zahnutý	nástavec s rukojetí	zúžení pro napo- jení hadice	zakončení – vnější prům. (mm)	zúžený konec	distální oko	laterální oka	
YANKAUER nástavce a sety	07.049.06.001	Sací nástavec		X			4/6	X	1	2	
	07.049.06.002	Sací nástavec		X			4/6	X	1	2	
	07.049.06.212	Sací nástavec		X	X		4/6	X	1	2	
	07.049.06.213	Sací nástavec		X	X		4/6	X	1	2	
	07.049.06.214	Sací nástavec		X	X		4/6	X	1		
	07.049.04.207	Sací nástavec		X		X	4/6	X	1	2	
	07.049.06.523	Odsávací set		X	X		4/6	X	1	2	
	07.049.06.522	Odsávací set		X	X		4/6	X	1		
	07.049.06.553	Odsávací set		X	X		4/6	X	1	2	
	07.049.06.300	Odsávací set		X			4/6	X	1	4	
YANKAUER nástavce a sety plochý konec ortopedický (duckbill)	07.049.06.320	Sací nástavec		X	X		6		1		
	07.049.06.623	Odsávací set		X	X		6		1		
	07.049.06.620	Odsávací set		X	X		6		1		
	07.049.08.310	Sací nástavec		X			8		1		
	07.049.08.320	Sací nástavec		X	X		8		1		
	07.049.08.620	Odsávací set		X	X		8		1		
	07.049.08.623	Odsávací set		X	X		8		1		
	07.049.08.661	Odsávací set		X	X		8		1		
	07.049.10.310	Sací nástavec		X			10		1		
	07.049.10.610	Odsávací set		X			10		1		
ILEUS nástavce a sety rovné a zahnuté, distální oko	07.049.10.420	Sací nástavec		X	X		10		1	20	
	07.049.10.404	Sací nástavec		X	X		10		1	20	
	07.049.10.430	Sací nástavec	X		X		10		1	20	
	07.049.10.403	Sací nástavec	X		X		10		1	20	
	07.049.10.400	Odsávací set		X	X		10		1	20	
	07.049.10.402	Odsávací set	X		X		10		1	20	
	07.049.10.444	Odsávací set	X		X		10		1	20	
FRAZIER nástavce pro neurochirurgii	05.000.20.130	Sací nástavec		X	X		2				
	05.000.20.160	Sací nástavec		X	X		2				
	05.000.20.190	Sací nástavec		X	X		2				
	05.000.30.130	Sací nástavec		X	X		3				
	05.000.30.160	Sací nástavec		X	X		3				
	05.000.30.190	Sací nástavec		X	X		3				
	05.000.40.130	Sací nástavec		X	X		4				
	05.000.40.160	Sací nástavec		X	X		4				
	05.000.40.190	Sací nástavec		X	X		4				
	05.000.50.130	Sací nástavec		X	X		5				
	05.000.60.130	Sací nástavec		X	X		6				
ORTHOPAEDIC nástavce a sety s filtrem a náhradní filtr	06.002.21.180	Odsávací set		X	X		6		1	2	
	06.002.21.300	Odsávací set		X	X		6		1	2	
	06.002.02.102	Sací nástavec		X	X		6		1	2	



	stupňovitý konektor	univerzální konektor	kontrola sání	délka nástavce (mm)	průměr hadice (CH)	délka hadice (m)	zúžený konektor hadice bílý	konektor hadice bílý	zúžený konektor hadice modrý s uvedenou velikostí CH	volný konec na obou koncích	napojená hadice	Balení	Kat.č.
	X			145								60	07.049.06.001
	X			190								60	07.049.06.002
	X		X	270								60	07.049.06.212
	X			270								60	07.049.06.213
	X			270								60	07.049.06.214
				260								60	07.049.04.207
		X		270	25	2,0		1	2			50	07.049.06.523
		X		270	25	3,0			2			30	07.049.06.522
		X		270	25	3,5			2			30	07.049.06.553
				230	30	3,0			2			30	07.049.06.300
		X		270								60	07.049.06.320
		X		270	25	3,5			2			30	07.049.06.623
		X		270	25	2,0			2			50	07.049.06.620
	X			270								60	07.049.08.310
		X		275								60	07.049.08.320
		X		270	30	2,0			2			30	07.049.08.620
		X		270	30	3,5			2			30	07.049.08.623
		X		270	30	4,0			2			30	07.049.08.661
				255								60	07.049.10.310
				255	30	2,0			2			30	07.049.10.610
	X			325								50	07.049.10.420
	X		X	325								50	07.049.10.404
	X			350								60	07.049.10.430
	X		X	350								60	07.049.10.403
		X		325	30	2,0	1		2			30	07.049.10.400
		X		350	30	2,0			2			30	07.049.10.402
		X		350	30	4,0			2			20	07.049.10.444
			X	130								25	05.000.20.130
			X	160								25	05.000.20.160
			X	190								25	05.000.20.190
			X	130								25	05.000.30.130
			X	160								25	05.000.30.160
			X	190								25	05.000.30.190
			X	130								25	05.000.40.130
			X	160								25	05.000.40.160
			X	190								25	05.000.40.190
			X	130								25	05.000.50.130
			X	130								25	05.000.60.130
				230	25	1,8	1	1				50	06.002.21.180
				230	25	3,0	1	1				30	06.002.21.300
				230								50	06.002.02.102



Spojovací hadice

Typ	Kat.č.	stupňovitý modrý trychtýř	stupňovitý modrý trychtýř zkrácený	stupňovitý modrý trychtýř zkrácený s přerušovačem sání	stupňovitý bílý trychtýř zkrácený, zelená hadice	bílý trychtýř, zelená hadice	přerušovač sání (fingertip)	
Spojovací hadice, sterilní	07.068.25.180		X					
	07.068.25.186	X					X	
	07.066.25.210							
	07.067.25.200							
	07.067.25.201							
	07.067.25.210					X		
	07.068.25.200	2						
	07.068.25.208		X				X	
	07.068.25.210	X						
	07.068.25.211							
	07.068.25.212		X	X				
	07.068.25.220	X						
	07.068.25.359	X						
	07.068.25.250	2						
	07.068.25.260	X						
	07.068.25.360	X						
	07.067.25.300							
	07.068.25.300	2						
	07.068.25.310	X						
	07.068.25.320	X						
	07.068.25.330							
	07.068.30.325							
	07.068.25.350	2						
	07.068.25.375	X						
	07.068.25.420	X						
	07.067.30.200							
	07.068.30.200	2						
	07.068.30.210	X						
	07.068.30.217							
	07.068.30.225							
	07.068.30.270	X						



	připojený přerušovač sání	rozšířený konec	volný konec	hadicová spojka	délka/m	vnější průměr/CH	Balení	Kat.č.
	X				1,8	25	50	07.068.25.180
					1,8	25	50	07.068.25.186
	X	2			2,0	25	50	07.066.25.210
		2			2,0	25	50	07.067.25.200
			2		2,0	25	50	07.067.25.201
	X				2,0	25	50	07.067.25.210
					2,0	25	50	07.068.25.200
					2,0	25	50	07.068.25.208
	X				2,0	25	50	07.068.25.210
					2,0	25	50	07.068.25.211
					2,0	25	50	07.068.25.212
			X		2,0	25	50	07.068.25.220
				X	2,0	25	50	07.068.25.359
					2,5	25	50	07.068.25.250
	X				2,5	25	50	07.068.25.260
				X	2,5	25	50	07.068.25.360
		2			3,0	25	35	07.067.25.300
					3,0	25	30	07.068.25.300
	X				3,0	25	30	07.068.25.310
			X		3,0	25	30	07.068.25.320
				2	3,0	25	30	07.068.25.330
			2		3,0	25	30	07.068.30.325
					3,5	25	30	07.068.25.350
				X	3,5	25	30	07.068.25.375
			X		4,0	25	30	07.068.25.420
		2			2,0	30	50	07.067.30.200
					2,0	30	50	07.068.30.200
	X				2,0	30	50	07.068.30.210
	X		X		2,0	30	50	07.068.30.217
			2		2,0	30	50	07.068.30.225
			X		2,5	30	30	07.068.30.270



Spojovací hadice

Typ	Kat.č.	stupňovitý modrý trychtýř	stupňovitý modrý trychtýř zkrácený	stupňovitý modrý trychtýř zkrácený s přerušovačem sání	stupňovitý bílý trychtýř zkrácený, zelená hadice	bílý trychtýř, zelená hadice	přerušovač sání (fingertip)	
Spojovací hadice, sterilní	07.067.30.300							
	07.068.30.300	2						
	07.068.30.301					2		
	07.068.30.302		2				X	
	07.068.30.320	X						
	07.067.30.350							
	07.068.30.355	X						
	07.067.30.400							
	07.068.30.400	2						
	07.068.30.401				X	X		
	07.068.30.404							
	07.068.30.420	X						
	07.068.30.500	2						
	07.068.30.520	X						
	07.068.30.600	2						
Spojovací hadice, nesterilní	99.068.25.200	2						
	99.068.25.210	X						
	99.068.25.300	2						
	99.068.30.210 (99.30.210)	X						
	99.068.30.300	2						
	99.068.30.400	2						



Stupňovitý modrý trychtýř



Stupňovitý modrý trychtýř zkrácený



Stupňovitý modrý trychtýř zkrácený s přerušovačem sání



Přerušovač sání



	připojený přerušovač sání	rozšířený konec	volný konec	hadicová spojka	délka/m	vnější průměr/CH	Balení	Kat.č.
		2			3,0	30	30	07.067.30.300
					3,0	30	30	07.068.30.300
					3,0	30	30	07.068.30.301
					3,0	30	30	07.068.30.302
			X		3,0	30	30	07.068.30.320
					3,5	30	30	07.067.30.350
			X		3,5	30	30	07.068.30.355
		2			4,0	30	30	07.067.30.400
					4,0	30	30	07.068.30.400
					4,0	30	30	07.068.30.401
			2		4,0	30	45	07.068.30.404
			X		4,0	30	30	07.068.30.420
					5,0	30	30	07.068.30.500
			X		5,0	30	30	07.068.30.520
					6,0	30	20	07.068.30.600
					2,0	25	50	99.068.25.200
	x				2,0	25	50	99.068.25.210
					3,0	25	30	99.068.25.300
	x				2,0	30	50	99.068.30.210 (99.30.210)
					3,0	30	50	99.068.30.300
					4,0	30	40	99.068.30.400



Volný konec



Rozšířený konec



Hadicová spojka



Bílý trychtýř, zelená hadice



System hrudní drenáže

Hrudní drény



Hrudní drény



02.000.10.016

Hrudní drén bez trokaru, sterilní

- materiál PVC

Kat.č.	Ø/CH	Vnější Ø/mm	Délka/cm	Balení	Tvar
02.000.10.016	16	5,3	45	10	pravoúhlý
02.000.20.020	20	6,6	45	10	pravoúhlý
02.000.10.024	24	8,0	45	10	pravoúhlý
02.000.10.028	28	9,3	45	10	pravoúhlý
02.000.10.032	32	10,6	45	10	pravoúhlý
02.000.10.036	36	12,0	45	10	pravoúhlý

Kat.č.	Ø/CH	Vnější Ø/mm	Délka/cm	Balení	Tvar
02.000.20.016	16	5,3	50-52	10	přímý
02.000.20.020	20	6,6	50-52	10	přímý
02.000.20.024	24	8,0	50-52	10	přímý
02.000.20.028	28	9,3	50-52	10	přímý
02.000.20.032	32	10,6	50-52	10	přímý
02.000.20.036	36	12,0	50-52	10	přímý



04.500.12.065

Hrudní drén silikonový kulatý, sterilní

- RTG kontrastní proužek

Kat.č.	Počet bočních otvorů	Vnější Ø/CH	Délka/cm	Balení
04.500.08.050	8	18 CH	50	25
04.500.10.050	10	24 CH	50	25
04.500.12.060	12	27 CH	60	25
04.528.06.100	6	28 CH	100	25
04.500.12.065	12	30 CH	65	25
04.532.06.100	6	32 CH	100	25



02.000.30.010



04.400.30.150



04.400.30.003



04.400.30.001

Hrudní katetr s trokarem, sterilní

Kat.č.	Ø/CH	Délka/cm	Balení
02.000.30.010	10	25,7	10
02.000.30.012	12	25,9	10
02.000.30.016	16	25,0	10
02.000.30.020	20	41,2	10
02.000.30.024	24	41,2	10
02.000.30.028	28	41,2	10
02.000.30.032	32	41,0	10

Spojovací hadice pro hrudní drenáž, sterilní

- konektor trychtýř/stupňovitý konektor, vnější průměr 30 CH

Kat.č.	Délka spojovací hadice / cm	Balení
04.400.30.150	150	50
04.400.30.240	240	30

Adaptér pro hrudní drenáž, CH 14-27, sterilní

- stupňovitý konektor

Kat.č.	Balení
04.400.30.003	50

Y-konektor pro dva drény o průměru max.CH27, sterilní pro hrudní drenáž, CH 14-27, sterilní

- dva stupňovité konektory, délka 245 mm

Kat.č.	Balení
04.400.30.001	20



Set pro hrudní drenáž DUO



04.900.00.010

Popis	Balení	Katalog. číslo
Set pro hrudní drenáž DUO, sterilní, vakuově balený	15 ks	04.900.00.010

Set pro hrudní drenáž DUO obsahuje:

- 1x emitní miska z bezpečnostního plastu, tmavě modrá
- 10x gázový tampón
- 1x chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, standardní rovná, 145 mm
- 1x disekční nůžky Metzenbaum, zahnuté, 180 mm
- 1x držák Hegar-Mayo, střední, 150 mm
- 3x peán Halsted-Mosquito, rovný, střední, 125 mm
- 1x Kocher, 1x2 zuby, rovný, střední, 140 mm
- 1x peán na krytí, zahnutý se zámkem, 200 mm
- 1x netkaná textilie, modrá, 60x60 cm

Dále v setu obsažená odděleně balená další výbava:

- 1x Systém pro hrudní drenáž
- 2x šicí materiál
- 2x epidurální krycí rouška, transparentní
- 6x gáza 10x10 cm
- 1x operační rukavice, vel. 7,5
- 1x operační rukavice, vel. 8,5
- 1x obličejová maska, zelená
- 1x bezpečnostní skalpel s ochranou čepelky, vel. 11
- 1x bezpečnostní skalpel s ochranou čepelky, vel. 21

Set pro hrudní drenáž (klinický)



04.900.00.020

Popis	Balení	Katalog. číslo
Set pro hrudní drenáž (klinický), sterilní	15 ks	04.900.00.020

Set pro hrudní drenáž (klinický) obsahuje:

- 1x emitní miska z bezpečnostního plastu, tmavě modrá
- 10x gázový tampón
- 6x gáza 10x10 cm
- 1x netkaná textilie, modrá, 60x60 cm
- 1x chirurgická pinzeta, 1:2 zuby, standardní rovná, 145 mm
- 1x disekční nůžky Metzenbaum, zahnuté, 180 mm
- 1x držák Hegar-Mayo, střední, 150 mm
- 1x peán na krytí, zahnutý se zámkem, 200 mm
- 1x epidurální krycí rouška, transparentní
- 1x obličejová maska, zelená
- 1x bezpečnostní skalpel s ochranou čepelky, vel. 11



System hrudní drenáže

- uzávěr je možné otevřít bez otáčení lahvi
- hranatý tvar lahve zajišťuje její stabilitu a jednoduché uložení
- díky výšce lahve lze odsávat až 23,5 cm vodního sloupce
- punkční membrána pro odběr sekretu
- měkká hadice vedoucí od pacienta umožňuje mechanické zprůchodnění a je vyztužena proti zalomení



04.101.10.150

Jednohlavový systém

Kat.č.	Popis	Sterilní	Balení
04.101.11.150	Jednohlavový komplet bez vodního zámku s Heimlich ventilem, hadice 150 / 100 cm	ano	15
04.101.10.150	Jednohlavový komplet s vodním zámekem a jednocestným ventilem, hadice 150 / 100 cm	ano	15
04.101.00.152	Hadice k jednohlavovému systému Standard, 150 / 200 cm	ano	15

Dvouhlavový systém

Kat.č.	Popis	Sterilní	Balení
04.201.10.152	Dvouhlavový komplet s vodním zámekem a jednocestným ventilem, hadice 150 / 100 cm	ano	15

- kontrolní lahev s vodním zámekem
- láhev pro sběr sekretu



04.301.10.150

Dvouhlavový systém PLUS

Kat.č.	Popis	Sterilní	Balení
04.301.10.150	Dvouhlavový komplet PLUS s jednocestným ventilem a vodním zámekem, hadice 150 / 100 cm	ano	10
04.301.10.152	Dvouhlavový komplet PLUS s jednocestným ventilem a vodním zámekem, hadice 150 / 100 cm se stupňovitým konektorem	ano	10
04.301.10.154	Dvouhlavový komplet PLUS s jednocestným ventilem a vodním zámekem, hadice 150 / 100 cm, s regulací vakua	ano	10

- vodní zámek, regulátor podtlaku, indikátor nasávání vzduchu, bez nebo s jednocestným ventilem (pojistka proti zpětnému toku), přetlakový ventil, vyšší lahev pro vyšší výkon sání



Příslušenství



04.000.01.003

Lahev a sběrný sáček

Kat.č.	Popis	Sterilní	Balení
04.000.01.000	Lahev pro hrudní drenáž 1300 ml	ano	25
04.000.03.001	Lahev pro hrudní drenáž 3000 ml	ne	25
04.000.01.003	Sběrný sáček pro hrudní drenáž 1000 ml, s hadicí a konektorem	ano	10



04.400.18.109

Externí regulace

Kat.č.	Popis	Sterilní	Balení
04.400.18.109	Externí regulace sání pro vakuum	ne	1
04.400.18.107	Externí regulace sání pro přetlak	ne	1



04.400.100.01

Příslušenství

Kat.č.	Popis	Sterilní	Balení
04.400.10.002	Uzávěr lahve nesterilní	ne	25
04.400.10.003	Heimlich ventil	ano	20
04.400.10.004	Heimlich ventil se 4 cm silikonovou hadicí, průměr vnitřní 6 cm, vnější 9 cm	ano	25
04.400.10.000	Držák na 1 lahev - bílý	ano	1
04.400.20.000	Držák na 2 lahve - bílý	ne	1
04.400.10.001	Držák na 1 lahev - nerezový	ne	1
04.400.20.001	Držák na 2 lahve - nerezový	ne	1
04.400.02.015	GelVac-želírovací látka pro infekční obsah lahve, není ZP	ne	200
04.400.18.025	Bakteriální filtr k hrudnímu sání	ne	200



Drenážní systémy

Drény

Spojovací hadice a příslušenství



05.000.22.536

Redon odsávací minisety, sterilní

- nízkovakuový systém
- stlačitelná plochá harmoniková nádobka 20ml nebo 50ml
- podtlak 105 mbar
- průhledný materiál nádobky, snadné odečtení odsátého objemu
- šroubovací konektor k upevnění drénu Ch 6-8
- 50 cm drén s nasazenou jehlou
- křížová perforace 13,5 cm
- apyrogenní
- délka jehly 56 mm

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Objem/ml	Balení/ks
05.000.22.536	6	20	20
05.000.22.538	8	20	20
05.000.22.553	6	40	10
05.000.22.554	8	40	10



05.000.22.640

Drenážní systém, sterilní

- nízkovakuový systém
- stlačitelná harmoniková nádobka 250 ml nebo 500 ml
- podtlak 120 mbar
- průhledný materiál nádobky, snadné odečtení odsátého objemu
- spojovací hadice láhev - drén 110 cm s klemou
- šroubovací konektor na konci spojovací hadice pro drény Ch6-18
- antirefluxní ventil zabráňující zpětnému toku
- pojistný ventil ke znovuvytvoření podtlaku
- závěsná fixační smyčka
- apyrogenní

Katalog. číslo	Vnější průměr /CH	Objem/ml	set/láhev	balení
05.000.22.640	6-18	250	odsávací set	35
05.000.22.501		250	výměnná láhev	35
05.000.22.641	6-18	500	odsávací set	35
05.000.22.503		500	výměnná láhev	35



34.000.00.804

Silikonové drény, ploché, s nádobkou, sterilní

- každé balení obsahuje drén a nádobku 100 ml

Katalog. číslo	Šířka drénu	Balení
34.000.00.804	4 mm	10
34.000.00.807	7 mm	10
34.000.00.810	10 mm	10



34.000.00.821

Sběrná nádobka pro silikonové drény, ploché, sterilní

Katalog.číslo	Objem	Balení
34.000.00.821	150 ml	10

Pasivní drenážní systém se 100 cm silikonovým drénem, sterilní

- 100 cm silikonový drén
- 500 ml sběrný sáček
- s antirefluxním ventilem
- 2 plastové úchyty
- 6 bočních otvorů



05.000.22.526

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.22.526	12	25
05.000.22.527	15	25
05.000.22.528	18	25
05.000.22.529	21	25
05.000.22.530	24	25
05.000.22.531	27	25
05.000.22.532	30	25
05.000.22.533	33	25
05.000.22.534	36	25

Pasivní drenážní systém se 150 cm silikonovým drénem, sterilní

- 500 ml sběrný sáček
- s antirefluxním ventilem
- 2 plastové úchyty
- 6 bočních otvorů



05.000.29.821

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.29.815	15	25
05.000.29.821	21	25
05.000.29.827	27	25



05.000.22.535

Sběrný sáček pro drenáž, CH 06-18, sterilní

Katalog. číslo	Objem	Balení
05.000.22.535	500 ml	50



05.000.22.739

Sběrný sáček pro kapilární drény, sterilní

- samolepicí
- materiál PVC

Katalog. číslo	Objem	Balení
05.000.22.739	150 ml	50



05.000.22.704

Sběrný sáček pro biliární drény, sterilní bez hadičky

- s konektorem pro drény CH 12, 14, 15, 16

Katalog. číslo	Objem	Balení
05.000.22.704	500 ml	100



Redon - podtlakový drenážní systém High Vac



05.000.22.800

Redon - podtlakový drenážní systém

- vysoké vakuum 0,9 bar
- jednorázové použití
- lehký, nerozbitný materiál
- indikátor vakua
- spojovací hadice s klemou
- závěsná fixační smyčka
- apyrogenní
- napojení spojovací hadice k láhvi LL/Dahlhausen
- průměr 8-18 Ch

Katalog. číslo	set/láhev	napojení	objem/ml	balení/ks
05.000.22.803	odsávací set	Dahlhausen	400	50
05.000.22.802	výměnná láhev	Dahlhausen	400	50
05.000.22.801	odsávací set	Dahlhausen	200	60
05.000.22.800	výměnná láhev	Dahlhausen	200	60
07.050.22.100	odsávací set	luer-lock	600	25



05.000.22.801



Redonovy drény



05.000.22.507

Redonovy drény - PVC, sterilní

- perforovaná část 14 cm
- délka 50 cm
- RTG kontrastní

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.22.504	6	100
05.000.22.505	8	100
05.000.22.500	9	100
05.000.22.506	10	100
05.000.22.507	12	100
05.000.22.508	14	100
05.000.22.509	16	100
05.000.22.510	18	100

Redonův dren, perforovaná část 25 cm, sterilní

- materiál PVC, RTG kontrastní, délka 50 cm

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.22.699	12	100



05.000.22.590

Redonovy drény - PVC, délka 80 cm, sterilní

- perforovaná část 15 cm, RTG kontrastní

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.22.587	6	100
05.000.22.588	8	100
05.000.22.589	10	100
05.000.22.590	12	100
05.000.22.591	14	100
05.000.22.592	16	100
05.000.22.593	18	100



Redonovy drény



07.095.08.250

Redonovy drény - PUR, sterilní

- materiál polyuretan, RTG kontrastní
- délka 50 cm
- perforovaná část 14 cm

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
07.095.08.250	8	100
07.095.10.250	10	100
07.095.12.250	12	100
07.095.14.250	14	100

Silikonové drény



05.000.22.605

Silikonové drény, sterilní

- 50 cm dlouhé
- RTG kontrastní proužek
- atraumatické zakončení
- 6 laterálních otvorů

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.22.600	8	25/100
05.000.22.601	10	25/100
05.000.22.602	12	25/100
05.000.22.603	15	25/100
05.000.22.604	18	25/100
05.000.22.605	21	25/100
05.000.22.606	24	25/100
05.000.22.607	27	25/100
05.000.22.608	30	25/100
05.000.22.609	33	25/100
05.000.22.610	36	25/100

Silikonové drény



34.000.01.210

Silikonové drény, kulaté, s podélnými drážkami, sterilní

- RTG kontrastní, délka 110 cm
- vhodné pro hrudní, plastickou a všeobecnou chirurgii

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
34.000.01.208	10	10
34.000.01.211	15	10
34.000.01.207	19	10
34.000.01.212	21	10
34.000.01.209	24	10
34.000.01.210	27	10



34.000.00.814

Ploché drény s perforací, sterilní

- RTG kontrastní proužek
- materiál silikon
- celková délka 80 cm

Katalog. číslo	Šířka drénu	Délka perforované části	Balení
34.000.00.817	7 mm	200 mm	80
34.000.00.820	10 mm	200 mm	80
34.000.00.814	4 mm	250 mm	80



05.000.22.963

T - drény, sterilní

- RTG kontrastní proužek
- materiál silikon
- délka 50 cm, délka T-části 16 cm

Katalog. číslo	Vnější průměr/CH	Balení
05.000.22.963	9	175
05.000.22.964	12	175
05.000.22.965	15	50



05.000.22.874

Kapilární drény, sterilní

- RTG kontrastní proužek
- materiál silikon

Katalog. číslo	Vnější Ø	Délka	Balení
05.000.22.995	6 mm	10 cm	250
05.000.22.760	6 mm	30 cm	200
05.000.22.761	8 mm	30 cm	200
05.000.22.762	10 mm	30 cm	200
05.000.22.748	12 mm	30 cm	200
05.000.22.874	12 mm	50 cm	100

Easy Flo



97.816.92.151

Easy Flo drény, sterilní

- vysoce kvalitní biokompatibilní inertní materiál Silastic (silikonelastomer)
- měkký, flexibilní
- transparentní, RTG kontrastní pruh
- asymetrické vnitřní rýhování zajišťuje díky kapilárnímu efektu dokonalou drenáž i při zalomení

Katalog. číslo	Vnější průměr/mm	Délka	Balení
97.816.92.135	6	30 cm	10
97.816.92.127	8	30 cm	10
97.816.92.151	10	30 cm	10
97.816.92.143	12	30 cm	10
97.816.92.224	40	30 cm	10
99.000.05.006	6	50 cm	10
99.000.05.008	8	50 cm	10
99.000.05.010	10	50 cm	10
99.000.05.012	12	50 cm	10



Spojovací hadice



07.092.00.200

Spojovací hadice, sterilní

- transparentní

Katalog. číslo	Typ	Zakončení	balení
07.092.00.100	drén - lahev	volný konec/variabilní drénová spojka Ch 6-18	40
07.092.00.200	drén - lahev	volný konec/dvě variabilní drénové spojky Ch 6-18 na Y rozdvojce	40
07.092.00.400	drén - lahev	volný konec/luer-lock uzávěr	40



05.000.22.810

Spojovací hadice, stupňovitý konektor, sterilní

- pro redonovy lahve
- stupňovitý konektor CH 06-18

Katalog. číslo	Balení
05.000.22.810	160



07.092.00.300

Spojovací hadice k redonu, zkrácený stupňovitý konektor, sterilní

- délka 15 cm

Katalog. číslo	Balení
07.092.00.202	240

Y-spojka, 10 cm hadička, sterilní

- materiál PVC

Katalog. číslo	Balení
07.092.00.300	120



07.055.00.000

Variabilní drénová spojka Ch 6-18, sterilní

- transparentní

Katalog. číslo	Balení
07.055.00.000	100



40.002.10.300

Odsávací hadice typ BUBBLE, nesterilní

- 1 role, 30 m, materiál PVC
- průměr hadice se plynule mění během 1 m délky
- možno volit libovolný průměr

Katalog.číslo	Typ	Balení
40.002.10.300	Ch 15 - 21	1
40.001.50.300	Ch 9 - 15	1




RF elektrochirurgie



Elektrokautetery pro monopolární zákroky



508-L-3 Surgipen



516 Fingerswitch Pen

Katalog. číslo	Typ	Balení
508-L-3	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70 mm stand.elekt, kabel 3 m, US 3 pin konektor	10
508-L-5	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70 mm stand.elekt, kabel 5 m, US 3 pin konektor	10
508-L-3 ACC	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70 mm stand.elekt, kabel 3 m, ACC konektor pro Erbe	10
508-L-5 ACC	Surgipen, 100x sterilizovatelný, vč. 2,35/70 mm stand.elekt, kabel 5 m, ACC konektor pro Erbe	10
516	Fingerswitch Pen, jednorázový sterilní, vč. 2,35/70 mm elekt, kabel 3 m, US 3 pin konektor	10

Tip Cleaner



66.665.03.200

Tip Cleaner

- čistič elektrod pro nožové, jehlové a kuličkové elektrody, RF klíčky
- odstraňuje krusty a zbytky koagulace
- čistící polštářek s lepicím štítkem a RTG kontrastním proužkem
- sterilní

Katalog. číslo	Název	Balení
66.665.03.200	Tip Cleaner	50



19.000.02.404

Neutrální elektrody

Katalog. číslo	Typ	Balení
19.000.02.401	jednodílná	50/200 ks
19.000.02.402	dvoudílná	50/200 ks
19.000.02.602	dvoudílná čtvercová	50/200 ks
19.000.02.403	jednodílná dětská	50/200 ks
19.000.02.404	dvoudílná dětská	50/200 ks



18.000.03.508

Spojovací kabely

Katalog. číslo	Typ	Délka	Balení
18.000.03.508	pro generátor Valleylab s REM	5m	1 ks
18.000.03.407	pro generátor Valleylab NON REM	5m	1 ks

Gelová podložka s neutrální elektrodou



PRE-0830

Gelová podložka s neutrální elektrodou

- gelová podložka omezující tok elektrického proudu
- zvyšuje pacientovu bezpečnost a slouží jako plně voděodolná a opakovaně použitelná antidekubitální podložka
- nejsou zapotřebí další lepicí neutrální elektrody, odstraňuje se riziko popálení pacienta
- vyplněna viskoelastickým polymerem

Katalog. číslo	Název	Balení
PRE-0830	Podložka s neutrální elektrodou - jeden kabel	1
PRE-0835	Podložka s neutrální elektrodou - dva kabely	1
PRE-0840	Podložka s neutrální elektrodou - pediatrická	1
PRE-0845	Podložka s neutrální elektrodou - Pad-Lite	1
CC-01	Spojovací kabel 4.1m (Square Head, Single Pole)	1
CC-02	Spojovací kabel 4.1m (Square Head, Dual Pole)	1
CC-03	Spojovací kabel 4.1m (Microphone Head, Single Pole)	1
CC-04	Spojovací kabel 4.1m (Microphone Head, Dual Pole)	1
CC-05	Spojovací kabel 4.1m (Flat Head, Single Pole)	1
CC-06	Spojovací kabel 4.1m (Flat Head, Dual Pole)	1
CC-07	Spojovací kabel 4.1m (Extended Square Head, Single Pole)	1
CC-08	Spojovací kabel 4.1m (Extended Square Head, Dual Pole)	1

Endo Bag, Easy Bag



Endo Bag

- Sterilní jednorázový nástroj pro použití při laparoskopických operacích.
- Určen pro trokary o velikostech 10, 11, nebo 12 mm.
- Speciální dvouvrstvý materiál brání protržení.
- Konstrukce umožňuje opakované otevření a zavření vaku.
- Neobsahuje kovové prvky.

Katalog. číslo	Název	Popis	Objem	Balení
EB - 60	Endo - Bag malý	Vak o průměru otvoru 60 mm x délka 125 mm	110 ml	10 ks
EB - 100	Endo - Bag velký	Vak o průměru otvoru 100 mm x délka 160 mm	410 ml	10 ks
LM302XL	Endo - Bag extra velký	Vak o průměru otvoru 200 mm x délka 255 mm	1700 ml	5 ks



Easy Bag

- Sterilní jednorázový nástroj pro použití při laparoskopických operacích.
- Určen pro trokary o velikostech 10, 11, nebo 12 mm.

Katalog. číslo	Název	Popis	Objem	Balení
EB - 75	Easy Bag malý	průměr otvoru 75 mm x délka 150 mm	250 ml	20 ks
EB - 125	Easy Bag velký	průměr otvoru 125 mm x délka 200 mm	750 ml	20 ks



CS-30/CS-30A

Clear Sight / Elfred

- jednorázové přípravky proti zamlžení optiky laparoskopických nástrojů
- sterilní

Katalog. číslo	Název	Popis	Balení
CS - 30	LiNa Clear Sight	houba a tekutina	30
CS - 30A	LiNa Clear Sight	houba a tekutina, vč. 4% alkoholu	30
CS - 20	LiNa Elfred	PVA pěna nasycená roztokem	30
CS - 20A	LiNa Elfred	PVA pěna nasycená roztokem, vč. 4% alkoholu	30

Skin Hook

- LiNA SeaStar retraktor a LiNA Skin Hook háčky slouží jako systém k retrakci tkání během chirurgického zákroku.

Katalog. číslo	Název	Balení
SH-110	LiNA SKIN HOOK ostré, malé, na jedno použití, 2 ks v balení	5x2
SH-120	LiNA SKIN HOOK tupé, malé, na jedno použití, 2 ks v balení	5x2
SH-220	LiNA SKIN HOOK tupé, velké, na jedno použití, 2 ks v balení	5x2



SH - 110



SH - 120



SH - 220



SeaStar Retraktor

- LiNA SeaStar retraktor a LiNA Skin Hook háčky slouží jako systém k retrakci tkání během chirurgického zákroku.

Katalog. číslo	Název	Balení
4000-R-SL	LiNA SeaStar, opakovaně použitelný, SL model (Malý/Velký)	1
4000-R-SRW	LiNA SeaStar, náhradní, opakovaně použitelné šrouby	10
4000-R-SS	LiNA SeaStar, opakovaně použitelný, SS model (Malý/Malý)	1
4000-R-VL	LiNA SeaStar, opakovaně použitelný, VL model (Tvar-V/Velký)	1
4000-R-VS	LiNA SeaStar, opakovaně použitelný, VS model (Tvar-V/Malý)	1
4000-R-VV	LiNA SeaStar, opakovaně použitelný, W model (Tvar-V/Tvar-V)	1
4000-S-Q	LiNA SeaStar, na jedno použití Model čtverec, sterilní	5
4000-S-SL	LiNA SeaStar, na jedno použití SL model (Malý/Velký), sterilní	5
4000-S-SS	LiNA SeaStar, na jedno použití SS model (Malý/Malý), sterilní	5
4000-S-VL	LiNA SeaStar, na jedno použití VL model (Tvar-V/Velký), sterilní	5
4000-S-VS	LiNA SeaStar, na jedno použití VS model (Tvar-V/Malý), sterilní	5
4000-S-VV	LiNA SeaStar, na jedno použití W model (Tvar-V/Tvar-V), sterilní	5



MaxFlow

- Kvalitní systém pro sání a irigaci při laparoskopii a robotické chirurgii



SIV-105

Katalog. číslo	Název	Sterilní	Balení
SIV-100	LiNA MaxFlow S/I – pouze ventil, hadice 3m a 2 trny plus konektor	ano	10
SIV-105	LiNA MaxFlow S/I Set – s ventilem, hadice 3m a 2 trny plus konektor s 5mm sondou	ano	10
SIP-005-370	LiNA MaxFlow sonda 5mm, prodloužená délka 370mm, jednorázová	ano	10
SIP-010	LiNA MaxFlow sonda 10mm	ano	10
SIP-005-L-4	LiNA MaxFlow Endohook – 5mm monopolární, L- tip, kabel 3mm, 4mm konektor	ano	10
SIP-005-L-8	LiNA MaxFlow Endohook – 5mm monopolární, L- tip, kabel 3mm, 8mm konektor	ano	10
SIP-005-S-4	LiNA MaxFlow Endohook – 5mm monopolární, spatula- tip, kabel 3m, konektor 4mm	ano	10
SIP-005-S-8	LiNA MaxFlow Endohook – 5mm monopolární, spatula- tip, kabel 3m, konektor 8mm	ano	10
SIP-005-N-4	LiNA MaxFlow Endohook – 5mm monopolární, needle- tip, kabel 3m, 4mm konektor	ano	10
SIP-005-N-8	LiNA MaxFlow Endohook – 5mm monopolární, needle- tip, kabel 3mm, konektor 8mm	ano	10
SIP-005-B	LiNA MaxFlow Bipolar Blunt Coagulator, bipolární tupý, 3m kabel, 2x4mm konektor samec	ano	10
SIP-005-B-E	LiNA MaxFlow Bipolar Blunt Coagulator, bipolární tupý, kabel 25cm, Euro-konektor samec	ano	10
360150L	Bipolární kabel – opakovaně použitelný– 4,5m kabel s bezpečnostní zástrčkou pro Valleylab	ne	1
360131L	Bipolární kabel – opakovaně použitelný– 4,5m kabel s bezpečnostní zástrčkou pro ERBE, Select, Storz	ne	1
360139L	Bipolární kabel – opak. použitelný– 4,5m kabel s bezp. zástrč. pro Martin, Berchtold, Aesculab, Wolf	ne	1



Xcise Morcelátor

- bezdrátový jednorázový morcelátor pro morcelaci tkání během laparoskopických gynekologických zákroků

Katalog. číslo	Název	Balení
MOR-1515-1-I	LiNa Xcise - 15 mm morcelátor s obturátorem, sterilní	12
MOR-1515-6-I	LiNa Xcise - 15 mm morcelátor s obturátorem, sterilní	6



MOR-1515-1-I

EndoTorch



26.100.89.998

EndoTorch světlovod

- pro laparoskopické zákroky
- autoklávovatelný při 134 °C
- doporučené světelné vedení:
optické vlákno, Ø 5.0 mm, 2300 mm délka
- obsahuje adaptér ke světelnému zdroji
- je možné použít pro všechny typy laparoskopických věží

Katalog. číslo	Otvor nástroje	Průměr	Délka
26.100.89.998	5 mm	10 mm	200 mm

SurgiTractor



SurgiTractor

- Retrakční nástroj s transparentním silikonovým uzávěrem pro 360° kruhovou atraumatickou retrakci incize
- pro délku incize 3 - 6 cm
- chrání a udržuje vlhkost v místě řezu
- umožňuje zavedení nástrojů s průměrem 5 - 12 mm přes utěsněný port
- snižuje výskyt povrchové pooperační infekce v místě chirurgického zákroku po kolorektálních operacích

Katalog. číslo	Název	Sterilní	Balení
ST0306K	SurgiTractor, incize 3-6 cm	ano	1

ST0306K

50

51



DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim
tel.: 541 422 070
fax: 541 422 071
www.dahlhausen.cz
e-mail: info@dahl.cz

